

Elastomeri e Trazioni / *Elastomers and Trazions*

ET

Fili e Tubi elastici / *Elastomeric wires and tubes*

Fili e tubi elastici progettati per massimizzare la funzionalità del prodotto e l'efficienza del trattamento ortodontico; sono realizzati in materiali di grado medico superiore.

Medical grade elastomers, designed to heighten the product functionality and the efficiency of the orthodontic treatment.

Filo Liscio



Tubo Elastico



Filo Ruvido



Elastic Thread-Solid

	Ø.25"	Ø.30"
Grey	ETGY025	ETGY030
Clear	ETCL025	ETCL030
1 pc / pack		

Elastic Thread-Hollow

	Ø.25"	Ø.30"
Grey	TBGY025	TBGY030
Clear	TBCL025	TBCL030
1 pc / pack		

Slip-Not Thread-Solid

	Ø.25"	Ø.30"
Grey	SNTGY025	SNTGY030
Clear	SNTCL025	SNTCL030
1 pc / pack		

Fulcro di rotazione / *Rotation wedge*

Il fulcro di rotazione è un accessorio indispensabile per amministrare forze e rotazioni, là dove lo si desidera.

Rotation wedge, indispensable to manage rotation forces where desired.



Rotation wedge


Grey	RWPGY
Clear	RWPCL
100 pcs / pack	



Tubo di protezione / *Protective tubing*

Tubo di protezione indispensabile per la protezione della mucosa.

Ideal for mucosa protection.



Protective tubing

	Ø.18"	Ø.27"	Ø.46"
Grey	ASPTG018	ASPTG027	ASPTG046
Clear	ASPTC018	ASPTC027	ASPTC046
1 pc / pack			

Separatori elastici / *Elastomeric separators*

Separatori radiopachi impiegati prima dell'inserimento delle bande.


Radiopaque separators used before band insertion.

Separatori radiopachi / *Radiopaque separators*



Blue	ROSP1000
1000 pcs / pack	

Separatori elastici / *Elastomeric separators*



Blue	044-01
1000 pcs / pack	

Catenelle elastiche / Elastomeric chains

Le catenelle elastiche hanno caratteristiche di precisione, memoria e stabilità del colore eccellenti, rispetto alle catenelle tradizionali. Disponibili in 32 colori diversi a scelta.

Elastomeric chains offer superior memory and precision with excellent colour stability. Available in 32 different colours.

PEARL PL	GLOW GW	NEON GREEN NG	PEARL GREEN PG	GLOW BLUE GB	PEARL BLUE PB	LAVENDER LV	MAROON MA
CLEAR CL	DARK GREY GY	MET. SILVER SV	MET. GOLD GD	MET. PURPLE PP	MET. RED MR	MET. BLUE MB	ROYAL BLUE RB
LT. SKY BLUE LS	DEEP SKY BLUE DS	NAVY BLUE NB	GREEN GR	TRANS. GREEN TG	RUBY RED RR	TURQUOISE TQ	WHITE WT
MIXED AS	FUCHSIA FU	BLACK BK	ORANGE OR	YELLOW YW	HOT PINK PK	TOOTH TC	SMOKE SM



.026" thickness

Continuous	Short	Long
CDL**	SDL**	LDL**
15 ft. spool (4,57 mt.)		

** Indicano il colore / add colour code
Ex. "CLEAR continuous chain": CDLCL

SENSITIVE
LATEX-FREE

SLIM .018" thickness

	Continuous	Short	Long
Clear	CDLCLT	SDLCLT	LDLCLT
Grey	CDLSVT	SDLSVT	LDLSVT
15 ft. spool (4,57 mt.)			

Catenelle elastiche / Elastomeric chains

Realizzate in materiale di ottima qualità, garantiscono una lunga durata nel tempo, sia nella stabilità del colore, che nella resistenza alle macchie. Sono disponibili nelle classiche colorazioni trasparente e grigia.

Made with high quality material, Eclipse chains grant long time durability and colour stability. Grey and Clear colour available.



.026" thickness

	Continuous	Short	Long
Clear	003-01	002-01	001-01
Grey	003-02	002-02	001-02
Light Pink	003-03	002-03	001-03
Green Lime	003-06	002-06	001-06
Bordeaux	003-11	002-11	001-11
Pink Bubble	003-13	002-13	001-13
Aqua	003-17	002-17	001-17
Metal Purple	003-29	002-29	001-29
15 ft. spool (4,57 mt.)			




Legature elastiche / *Elastomeric ligature Ties*


Legature Ortho World, realizzate con un polimero di grado medicale privo di lattice; confezionate in buste da 46 sticks, da 22 legature. Il design si caratterizza per la forma arrotondata, che rende la legatura estremamente confortevole. E' un prodotto che non assorbe macchie e non sbiadisce nel tempo. Il diametro delle legature è Ø 120.

Made with a latex-free medical polymer; packed in 46 sticks/bag - 22 ties per stick. Round design for extreme comfort.

They don't absorb stains and don't bleach over the time. Diameter Ø 120.



ORTHOWORLD
LIGATURE TIES



Dimensione reale / *Illustration actual size*

PEARL PL	GLOW GW	NEON GREEN NG	PEARL GREEN PG	GLOW BLUE GB	PEARL BLUE PB	LAVENDER LV	MAROON MA
CLEAR CL	DARK GREY GY	MET. SILVER SV	MET. GOLD GD	MET. PURPLE PP	MET. RED MR	MET. BLUE MB	ROYAL BLUE RB
LT. SKY BLUE LS	DEEP SKY BLUE DS	NAVY BLUE NB	GREEN GR	TRANS. GREEN TG	RUBY RED RR	TURQUOISE TQ	WHITE WT
MIXED AS	FUCHSIA FU	BLACK BK	ORANGE OR	YELLOW YW	HOT PINK PK	TOOTH TC	SMOKE SM

SENSITIVE
LATEX-FREE
PATIENTS

Elastomeric Ligatures

VT ** 46

22 ties for 46 sticks



** Indicano il colore / *add colour code*

Ex. "CLEAR Ligature": VTCL46

Legature elastiche / *Elastomeric ligature Ties*

Legature elastiche, dotate di una eccellente capacità elastica; prodotte con un ottimo elastomero per garantire prestazioni di lunga durata. Sono disponibili nei classici colori: trasparente e grigio. Il diametro delle legature è Ø 120.

Excellent elastomeric property, for long time durability. Clear and Grey. Diameter Ø 120.



Dimensione reale / *Illustration actual size*

ECLIPSE
ELASTOMERIC LIGATURE TIES

Eclipse ligatures ties

Silver	AA01326
Clear	AA01327
Light Pink	AA01328
Green Lime	AA01329
Metal Blue	AA01330
Orange	AA01331
Light Blue	AA01332
Yellow	AA01333
Red	AA01334
Assorted	AA01300
26 ties for 40 sticks	

MIXED 00	CLEAR 27	SILVER 26	LIGHT PINK 28	GREEN LIME 29
RED 34	LIGHT BLUE 32	MET. BLUE 30	ORANGE 31	YELLOW 33

■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Legature elastiche / *Elastomeric ligature Ties*

Legature OverTie, dall'eccellente capacità elastica, realizzate in Italia. Presentano una forma circolare contenente ognuna 100 legature. Disponibili in 10 varianti di colorazione, con un diametro di Ø 110.

OverTie ligatures, excellent elasticity, manufactured in Italy. They have a round shape with 100 ligatures each.
Available in 10 different colours, diameter Ø 110.

OverTie ligatures ties

Silver	AA01326W
Clear	AA01327W
Light Pink	AA01328W
Green Lime	AA01329W
Metal Blue	AA01330W
Orange	AA01331W
Light Blue	AA01332W
Yellow	AA01333W
Assorted	AA01300W
100 ties for 10 circle	



MADE IN ITALY

MIXED 00	CLEAR 27	SILVER 26	LIGHT PINK 28	GREEN LIME 29
RED 34	LIGHT BLUE 32	MET. BLUE 30	ORANGE 31	YELLOW 33

Legature elastiche precaricate / *Pre-loaded ligatures*

Legature elastiche precaricate, possono essere sostituite alle legature metalliche e vengono distribuite in due misure.

Pre-loaded elastic ligatures may replace metal ligatures. Available in two sizes.

Pre-loaded ligatures

Ø 110	Ø 120
Clear	CCL10
Grey	CGY10
1000 pcs / pack	



Pistola per legature / *Ligature gun*

Pistola per legature

Ligature Gun	EI-850
1 pc / pack	



■ Merce disponibile / Goods available
 ■ Merce a richiesta / Goods on request

Elastici Intraorali - Extraorali / *Intraoral - Extraoral latex elastics*

Gli elastici intra/extra orali, sono prodotti in puro lattice di grado medicale. Garantiscono un' alta elasticità ed assicurano forze precise e costanti. Confezionati in bustine di differenti colorazioni per un'immediata identificazione del diametro. La forza viene contraddistinta mediante un'immagine e un nome. Sono fornibili in un dispenser da 50 bustine o in confezioni da 10 bustine.

Manufactured from the finest medical grade latex to ensure reliable force delivery. For an immediate identification, each diameter has an identification colour on the bag, while size and force are identifiable with a picture and a name. Available in box with 50 bags or 10 bags.

Elastici Intraorali / *Intraoral elastics*

1/8" (3,18mm) Orange Bag				
	Oz (g)	Figures	50 pcs	10 pcs
Light	2.5 oz (70,88g)	<i>Leprechaun</i>	18LTAM	18LTAM-10
Medium	4.5 oz (127,58g)	<i>Dragon</i>	18MDAM	18MDAM-10
Heavy	6.5 oz (184,28g)	<i>Wizard</i>	18HVAM	18HVAM-10

3/16" (4,77mm) Blue Bag				
	Oz (g)	Figures	50 pcs	10 pcs
Light	2.5 oz (70,88g)	<i>Frog Prince</i>	36LTAM	36LTAM-10
Medium	4.5 oz (127,58g)	<i>Genie</i>	36MDAM	36MDAM-10
Heavy	6.5 oz (184,28g)	<i>Unicorn</i>	36HVAM	36HVAM-10
Extra Heavy	8.5 oz (240,98g)	<i>Gnome</i>	36XHAM	36XHAM-10

1/4" (6,35mm) Green Bag				
	Oz (g)	Figures	50 pcs	10 pcs
Light	2.5 oz (70,88g)	<i>Giant</i>	14LTAM	14LTAM-10
Medium	4.5 oz (127,58g)	<i>Sprite</i>	14MDAM	14MDAM-10
Heavy	6.5 oz (184,28g)	<i>Pegasus</i>	14HVAM	14HVAM-10
Extra Heavy	8.5 oz (240,98g)	<i>Minotaur</i>	14XHAM	14XHAM-10

5/16" (7,95mm) Red Bag				
	Oz (g)	Figures	50 pcs	10 pcs
Light	2.5 oz (70,88g)	<i>Centaur</i>	56LTAM	56LTAM-10
Medium	4.5 oz (127,58g)	<i>Trumpeter</i>	56MDAM	56MDAM-10
Heavy	6.5 oz (184,28g)	<i>Knight</i>	56HVAM	56HVAM-10
Extra Heavy	8.5 oz (240,98g)	<i>Jester</i>	56XHAM	56XHAM-10

3/8" (9,52mm) Purple Bag				
	Oz (g)	Figures	50 pcs	10 pcs
Light	2.5 oz (70,88g)	<i>Pirate</i>	38LTAM	38LTAM-10
Medium	4.5 oz (127,58g)	<i>Barbarian</i>	38MDAM	38MDAM-10
Heavy	6.5 oz (184,28g)	<i>Roman Soldier</i>	38HVAM	38HVAM-10

Elastici Extraorali / *Extraoral elastics*

Oz (g)	1/4 (6,35mm)	5/16 (7,9mm)	3/8 (9,5mm)	1/2 (12,7mm)
8 oz.	AX014B	AX056B	AX038B	AX012B
16 oz.	AX114B	AX156B	AX138B	AXH12B
1000 pcs / pack				



Strumento posizionamento elastici

Elastic placement tool	EPT100
100 pcs / pack	

Elastici Latex Free / *Non-latex elastics*

Elastici privi di lattice, ideali per pazienti allergici. Preconfezionati in bustine monopaziente da 100 pezzi; forniti in cartoni dispenser da 100 bustine o disponibili in confezioni da 10 bustine.

Non-latex elastics, ideal for patient allergic to latex. Bags with 100 pieces. Available carton dispenser with 100 bags, or 10 pouches per pack.

Non-latex elastics

	Oz (g)	3/16 (4,77mm)	1/4 (6,35mm)
Medium - 10 bag	4.5 oz (127,58g)	LFM36-10	LFM14-10
Heavy - 10 bag	6.5 oz (184,28g)	LFH36-10	LFH14-10
Medium - 100 bag	4.5 oz (127,58g)	LFM36	LFM14
Heavy - 100 bag	6.5 oz (184,28g)	LFH36	LFH14
1 bag = 100 pcs			



Dinamometri / Safety release modules

Trazioni di sicurezza usate con cuffie o con trazioni cervicali; le molle situate all'interno, permettono di esprimere forze costanti da 450 g a 750 g.

Safety release modules for headcaps or cervical neckpads use. Specially retention springs release 450 g to 750 g outward force.

Safety release modules

	450 g	600 g	750 g
Black	AA0K450	AA0K600	AA0K750
Fucsia	AA0F450	AA0F600	AA0F750
Light Blue	AA0B450	AA0B600	AA0B750
10 pcs / pack			



Safety release modules

	450 g	600 g	750 g
Blue denim	SRDB450	SRDB600	SRDB750
Black	SRBK450	SRBK600	SRBK750
10 pcs / pack			



Fascia per trazioni cervicali / Cervical neckpads

Fasce per trazioni cervicali, impiegate per la trazione bassa.

Cervical neckpads used for low tractions.

Cervical neckpads

Royal Blue	CPRB10
Blue Denim	CPDB10
Pink	CPPK10
5 pcs / pack	



Cuffia con mentoniera / Chin cup headcap

Cuffia con mentoniera; confortevole con regolazione in velcro.

Comfortable headcap with chincups attached with Velcro.

Chin cup headcap

Junior	SOFCCJ
Regular	SOFCCR
1 pc / pack	

Refill headcap

Chin cup	SOFCC
1 pc / pack	

Refill



■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request

Cuffia per trazioni di sicurezza / *High pull headcaps*

Cuffie per trazioni di sicurezza, sulle quali vengono montati i dinamometri.

High pull headcaps on which dynamometers.

High pull headcaps

	Small	Large
Black	HPSBK5	HPLBK5
Red	HPSRD5	HPLRD5
Royal Blue	HPSRB5	HPLRB5
5 pcs / pack		



Custodia in tessuto / *Storage case*

Pratica custodia colorata per archi, con chiusura a velcro per proteggere e custodire l'arco.

Colored storage case, with velcro closure to protect the facebows.



Storage case

Red	HGSTRD
Blue	HGSTRB
5 pcs / pack	

Lip Bumpers

Lip Bumpers con gancio in acciaio, rivestito in resina colorata, disponibile in cinque misure più una universale. Il diametro del filo è di Ø.045. La confezione è da 2 pezzi.

Lip Bumpers with steel hook and coloured lip pad, available in five sizes plus universal. Ø .045 diameter, 2 per pack.

Lip bumpers

	size 1 83 mm	size 2 90 mm	size 3 97 mm	size 4 104 mm	size 5 111 mm	Universal
White	CCLB103	CCLB203	CCLB303	CCLB403	CCLB503	CCLB003
Orange	CCLB104	CCLB204	CCLB304	CCLB404	CCLB504	CCLB004
Pink	CCLB110	CCLB210	CCLB310	CCLB410	CCLB510	CCLB010
2 pcs / pack*						

* Confezione economica Universali da 10 pz. (aggiungere alla fine del codice la lettera E) Ex. CCLB103E

* 10 pcs pack Universal (add E to the end of code) Ex. CCLB103E




Archi extraorali / *Facebows*

Archi extraorali in acciaio, saldati a laser per assicurare nessun distacco tra arco interno ed esterno. Disponibili in cinque differenti misure, più una universale. Il diametro dell'arco è Ø.045. La confezione è da 1 pezzo.

Stainless Steel facebows with laser welding to ensure no separation between the internal and the external arch. Available in five different sizes, plus one universal. Ø .045 diameter; 1 piece pack.

Facebows

	Short	Medium	Medium with bite
Size 1 (83 mm)	STFBSH01	STFB01	STFB01B
Size 2 (90 mm)	STFBSH02	STFB02	STFB02B
Size 3 (97 mm)	STFBSH03	STFB03	STFB03B
Size 4 (104 mm)	STFBSH04	STFB04	STFB04B
Size 5 (111 mm)	STFBSH05	STFB05	STFB05B
Universal	STFBSH00	STFB00	STFB00B
1 pc / pack			



Arco con ansa e bite / *Loops bow and bite*



Arco con ansa / *Loops bow*

Maschera facciale / *Face mask*

Dispositivo di III^a classe; indicata per le retrusioni mascellari, prognatismi mandibolari e schisi palatali. Completamente costruita in acciaio, regolabile per tutte le necessità verticali e orizzontali.

III^a class appliance for maxillary retrusions, mandibular prognathisms and palatal cleft. Stainless Steel frame, bilateral and bilongitudinal adjustability for patient customization.

Small



Large



Universal



Facebows

Small	903012
Large	903011
Universal	903013
1 pc / pack	


■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*

Maschera facciale dinamica / *Dinamic face mask*

La Maschera regolabile Dinamica (Petit), è realizzata con appoggi, in plastica stampata, rivestiti con morbidi cuscinetti lavabili e intercambiabili. Gli appoggi per la fronte e per il mento sono completamente regolabili e permettono di adattare comodamente le parti anatomiche dei pazienti. L'angolo di trazione viene poi determinato regolando la barra di aggancio degli elastici, per fornire forze orizzontali, verso l'alto o verso il basso a seconda di quanto necessario. La regolazione della maschera facciale viene effettuata con una chiave esagonale inclusa nella confezione. Si consiglia l'applicazione di elastici 1/2 " con forze da 8 once o da 16oz.

Petit dynamic face mask is made with plastic rests, coated with washable and changeable soft pads. Fully adjustable forehead and chin rests allow for adaptation to most patient's anatomic structure. The angle of traction is then determined by adjusting the elastics engagement bar to deliver horizontal, upward or downward force as necessary. Face mask adjustments are made with a wrench (included). 1/2" elastics with 8 oz. or 16 oz. are recommended.



Supporto per la fronte / *Forehead rest*

Realizzato in plastica stampata, con morbido rivestimento sul lato interno, per un maggior confort del paziente; può essere inclinato e ruotato rispetto alla struttura verticale in acciaio e permette di adattare comodamente le parti anatomiche al paziente.

Made with plastic, softly coated inside. It may be rotated in respect to the vertical bar, to fully adapt to the patient's anatomy.

Struttura acciaio inox di grado medicale

Medical stainless steel vertical

Mentoniera / *Chin Rest*

Realizzato in plastica stampata con morbido rivestimento sul lato interno, regolabile, permette di adattare comodamente le parti anatomiche al paziente.

Made with plastic and softly coated inside; adjustable according to the patient's anatomic features.

Vite di raccordo / *Adjustment screws*

Per adattare il dispositivo al volto del paziente.
To adapt the device to the patients.

Dinamic face mask

Blue	AA05000B
Fuchsia	AA05000F
Green	AA05000G
Purple	AA05000P
White	AA05000W
Red	AA05000R
1 pc / pack	



■ Merce disponibile / *Goods available*

■ Merce a richiesta / *Goods on request*