

## PROTECT ASPIRE

Protect Aspire sono aspirasaliva monouso in PVC atossico. Il filo metallico, insieme alla speciale forma del cappuccio assicurano un'aspirazione impeccabile evitando possibili danni alle mucose.

### Caratteristiche:

- Lunghezza 13/15 cm;
- Cappuccio removibile / fisso;
- Ampia superficie aspirante.

Confezione: busta 100 pz.  
Box: 50 buste



- 00700091 | PROTECT ASPIRE aspirasaliva - Trasparente
- 00700092 | PROTECT ASPIRE aspirasaliva - Azzurro
- 00700093 | PROTECT ASPIRE aspirasaliva - Verde
- 00700094 | PROTECT ASPIRE aspirasaliva - Arancio
- 00700097 | PROTECT ASPIRE aspirasaliva - Lilla

### Scala Colori

- 1 ○ 2 ● 3 ●
- 4 ● 7 ●

## PROTECT CHAIR

Protect Chair è il copririunito monouso universale ideale per la protezione e la sicurezza del paziente. Realizzato in TNT tessuto anallergico e traspirante, Protect Chair si compone di una copertura per la seduta ed una copertura per lo schienale, compatibili con tutti i modelli di riunito. Si caratterizza per la nuance di colori caldi e la sua agevole adattabilità grazie alla presenza di un elastico.

### Box:

Copririunito 25 + 25 pz.



- 00700111 | PROTECT CHAIR copririunito in TNT - Bianco
- 00700112 | PROTECT CHAIR copririunito in TNT - Azzurro
- 00700113 | PROTECT CHAIR copririunito in TNT - Verde
- 00700114 | PROTECT CHAIR copririunito in TNT - Arancio
- 00700118 | PROTECT CHAIR copririunito in TNT - Blu Med

### Scala Colori

- 1 ○ 2 ● 3 ●
- 4 ● 8 ●

## PROTECT HEAD

Protect Head è il copritestiera monouso universale ideale per garantire salute e sicurezza al personale medico ed al paziente. Realizzato in TNT, tessuto idrorepellente e traspirante, Protect Head si presenta altamente resistente alle azioni meccaniche e perfettamente adattabile ad ogni tipo di testiera garantendo una copertura ottimale in una combinazione di protezione, morbidezza e design. L'ampia varietà di colori intensi e vivaci in perfetta armonia con i toni dal protect chair, si presta a rispondere alle principali esigenze di studi medici e odontoiatrici.

### Box:

Copritestiera 100 pz.



- 00700121 | PROTECT HEAD - Bianco
- 00700122 | PROTECT HEAD - Azzurro
- 00700123 | PROTECT HEAD - Verde
- 00700124 | PROTECT HEAD - Arancio
- 00700128 | PROTECT HEAD - Blu Med

### Scala Colori

- 1 ○ 2 ● 3 ●
- 4 ● 8 ●

## PRO ICE

Pro Ice è il sacco a gelo monouso realizzato in due differenti varianti: tessuto non tessuto (TNT) e polietilene. E' impiegato per crioterapia e applicazioni su parti sensibili del corpo. La presenza dell'immagine centrale permette una immediata identificazione della zona da premere, dando avvio ad un processo di raffreddamento istantaneo (-4°).

### Box:

24 pz.

### Misure:

8 x 13 cm



- 00700030 | PRO ICE ghiaccio monouso in TNT
- 00700033 | PRO ICE ghiaccio monouso in P.E.

## PROTECT ROLLS

Protect Rolls sono rulli salivari monouso non sterili, realizzati in puro cotone 100% che garantiscono un'elevata assorbenza e resistenza ai liquidi. La loro particolare consistenza li rende ideali per impieghi prolungati.

### Vantaggi:

- Elevata assorbenza;
- Non aderiscono ai tessuti;
- Confortevoli e soffici;
- 300 gr.

### Misure:

1-2-3



- 00700037 | PROTECT ROLLS rulli salivari mis. 1
- 00700038 | PROTECT ROLLS rulli salivari mis. 2
- 00700039 | PROTECT ROLLS rulli salivari mis. 3

## PROTECT CARPET


Protect carpet, tappeto decontaminante batteriostatico è ideale per garantire la massima sterilità e pulizia negli ambienti odontoiatrici, conferendo l'idea di un ambiente asettico.

### Box:

5 confezioni - 30 fogli

### Misure:

Fogli 115 x 60 cm



- 00700058 | PROTECT CARPET tappeto decontaminante

## PROTECT & SAFE

LINEA MONOUSO



Nature.

Creativity.

Imagination.



Dental World S.r.l. Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY  
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17  
www.dental-world.it / info@dental-world.it

REV. 01 ITA 1/2018

DW  
DENTAL WORLD



# PROTECT PAPER

Protect Paper sono tovagliette in carta crespa, ideali per coprire vassoi in alluminio e supportare il ciclo in autoclave.

Trova larga applicazione nel campo medico e dentale.

## Caratteristiche:

Vassoio in cartoncino fornito in dotazione

## Box:

250 pz.

## Misure:

18 x 28 cm



- 00700101 | PROTECT PAPER carta crespa per vassoi - Bianco
- 00700102 | PROTECT PAPER carta crespa per vassoi - Azzurro
- 00700103 | PROTECT PAPER carta crespa per vassoi - Verde
- 00700104 | PROTECT PAPER carta crespa per vassoi - Arancio\*
- 00700105 | PROTECT PAPER carta crespa per vassoi - Giallo\*
- 00700106 | PROTECT PAPER carta crespa per vassoi - Rosa\*
- 00700107 | PROTECT PAPER carta crespa per vassoi - Lilla\*

### Scala Colori

- 1 ○ 2 ● 3 ●
- 4 ● 5 ● 6 ●
- 7 ●

\* Disponibile su richiesta

# PRO GLASS

Pro Glass sono bicchieri in plastica monouso, indispensabili per qualsiasi trattamento dentale. La loro praticità e disponibilità in differenti varianti di colore li rende ideali a soddisfare le esigenze anche dei pazienti più piccoli.

Confezione: 100 pz.

Box: 10 x 100 pz.



- 00700131 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Bianco
- 00700132 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Azzurro
- 00700133 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Verde
- 00700134 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Arancio
- 00700135 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Giallo\*
- 00700136 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Rosa\*
- 00700137 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Lilla\*
- 00700138 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Blu Med\*
- 00700140 | PROTECT GLASS bicchieri in plastica monouso - Bordeaux\*

### Scala Colori

- 1 ○ 2 ● 3 ●
- 4 ● 5 ● 6 ●
- 7 ● 8 ● 10 ●

\* Disponibile su richiesta

# PROTECT TOWELS

Protect Towels sono salviette piegate monouso plastificate, assorbenti e impermeabili composte da un velo di pura ovatta di cellulosa e un velo di polietilene.

## Box:

500 pz.

## Misure:

33 x 45 cm



- 00700041 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Bianco\*
- 00700042 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Azzurro
- 00700043 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Verde
- 00700044 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Arancio
- 00700045 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Giallo
- 00700046 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Rosa\*
- 00700047 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Lilla
- 00700048 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Blu med.
- 00700049 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Pesca\*
- 00700050 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Bordeaux\*
- 00700051 | PROTECT TOWELS tovaglioli monouso carta plastica - Nero\*

### Scala Colori

- 1 ○ 2 ● 3 ●
- 4 ● 5 ● 6 ●
- 7 ● 8 ● 9 ●
- 10 ● 11 ●

\* Disponibile su richiesta

# PROTECT BIBS

Protect Bibs sono mantelline protettive in rotolo composte da un velo di pura ovatta di cellulosa ed uno di polietilene (anche in versione solo polietilene). Il connubio dei materiali garantisce un elevato grado di resistenza e impermeabilità ed un'eccellente protezione del paziente durante i trattamenti dentali. L'utilizzo della mantellina è facilitato dalle aree di strappo tratteggiate per agevolare la vestibilità.

## Caratteristiche:

- Disponibili anche nel pratico dispenser in cartoncino;
- Perfetta squadratura del bavaglino.

Confezione: 1 rotolo

Box: 6 rotoli



**PROTECT BIBS - Misure:** 50 x 60 cm - 200 strappi

- 00700052 | PROTECT BIBS mantelline rotolo polietilene - Azzurro
- 00700053 | PROTECT BIBS mantelline rotolo polietilene - Verde

**PROTECT BIBS - Misure:** 50 x 60 cm - 80 strappi

- 00700061 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Bianco\*
- 00700062 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Azzurro
- 00700063 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Verde
- 00700064 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Arancio
- 00700065 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Giallo
- 00700066 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Rosa\*
- 00700067 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Lilla
- 00700068 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Blu Med.
- 00700069 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Pesca\*
- 00700070 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Bordeaux\*
- 00700071 | PROTECT BIBS mantelline a rotolo - Nero\*

### Scala Colori

- 1 ○ 2 ● 3 ●
- 4 ● 5 ● 6 ●
- 7 ● 8 ● 9 ●
- 10 ● 11 ●

\* Disponibile su richiesta

# PROTECT MASKS

Protect Masks sono mascherine chirurgiche monouso high-filtration a tre strati in TNT. La presenza dei tre strati assicura la massima protezione insieme ad un perfetto comfort respiratorio. La barretta nasale incorporata favorisce un ottimo adattamento al viso del paziente.

## Caratteristiche:

Eccellente filtraggio 99,5%, 3 microns, privo di lattice.

Confezione: 50 pz.

Box: 20 pz.



- 00700072 | PROTECT MASKS mascherine monouso 3 strati TNT - Azzurro
- 00700073 | PROTECT MASKS mascherine monouso 3 strati TNT - Verde
- 00700074 | PROTECT MASKS mascherine monouso 3 strati TNT - Arancio
- 00700075 | PROTECT MASKS mascherine monouso 3 strati TNT - Giallo
- 00700076 | PROTECT MASKS mascherine monouso 3 strati TNT - Rosa\*
- 00700077 | PROTECT MASKS mascherine monouso 3 strati TNT - Lilla\*
- 00700078 | PROTECT MASKS mascherine monouso 3 strati TNT - Blu Med

### Scala Colori

- 2 ● 3 ● 4 ●
- 5 ● 6 ● 7 ●
- 8 ●


\* Disponibile su richiesta

# PRO TRAY

Pro Tray sono vassoi monouso in polistirene, non sterili, ideali per rispondere ad esigenze medicali e dentali. Resistenti ai liquidi, cementi, acidi per uso dentale e disinfettanti a freddo. Permettono di ottimizzare i tempi durante i trattamenti, evitando i processi di sterilizzazione e disinfezione.

## Box:

400 pz.



## LISCI

- 00700191L | PRO TRAY vassoi monouso in plastica - Lisci - Bianco
- 00700192L | PRO TRAY vassoi monouso in plastica - Lisci - Azzurro\*
- 00700193L | PRO TRAY vassoi monouso in plastica - Lisci - Verde\*
- 00700194L | PRO TRAY vassoi monouso in plastica - Lisci - Arancio\*

### Scala Colori

- 1 ○ 2 ●
- 3 ● 4 ●

## ZIGRINATI

- 00700191Z | PRO TRAY vassoi monouso in plastica - Zigrinati - Bianco
- 00700192Z | PRO TRAY vassoi monouso in plastica - Zigrinati - Azzurro\*
- 00700193Z | PRO TRAY vassoi monouso in plastica - Zigrinati - Verde\*
- 00700194Z | PRO TRAY vassoi monouso in plastica - Zigrinati - Arancio\*

\* Disponibile su richiesta