



Dental Film per uso endorale



COMPOSIZIONE:

Skydent Dental Film è una pellicola radiografica dentale a doppia emulsione, alto contrasto e lievi striature, stesa su una base in poliestere blu (0,175 mm) che ne impedisce l'esposizione a qualsivoglia danno meccanico ed elettrostatico.

INDICAZIONI:

La pellicola è raccomandata per qualsiasi esame radiografico endorale ed è compatibile con tutti gli apparecchi radiografici esistenti, fornendo un'elevata qualità dell'immagine e definizione del dettaglio.

L'esposizione alle radiazioni è diretta, pertanto non è necessario alcuno schermo intensificatore.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL PRODOTTO:

Il film è disponibile in tre tipologie differenti E-F-D a seconda della sensibilità/rapidità. Può essere esposto alla luce del giorno ed elaborato manualmente o in processori. L'elaborazione manuale deve essere eseguita all'interno di una stanza oscura sotto surriscaldamento indiretto o rosso-oliva. E' sconsigliata l'associazione a prodotti chimici in polvere.

PECULIARITA' TECNICHE:

- Ottimo contrasto
- Media/Alta sensibilità a seconda della classe scelta (D, E, F)
- Buona risoluzione
- Trattamento manuale o automatico
- Valore di Gross Fog molto basso
- Eccellente nitidezza
- Aspetto della radiografia brillante
- Resa costante anche in differenti condizioni di trattamenti
- Bustina in plastica morbida facilmente apribile e disinfettabile
- Innovativo bordo ergonomico arrotondato e imbottito per il massimo comfort del paziente.
- Prodotto conforme alle specifiche EN ISO 13485 e ISO 3665/5799.

Skydent D	Skydent E	Skydent F
Media sensibilità	Alta sensibilità	Altissima sensibilità -50% radiazioni rispetto a SK D -25% radiazioni rispetto a SK E
Tempi standard di esposizione	Tempi brevi di esposizione	Tempi brevissimi di esposizione

PACKAGING:

- SKYDENT D: 100 films (31 x 41 mm)
- SKYDENT E: 100 films (2 x 3 cm); 150 films (31 x 41 mm)
- SKYDENT F: 150 films (31 x 41 mm)

CODICE:

- 00520024
- 00520022; 00520023
- 00520020