

PROTECTIVE GLASS *clear*


Made in Italy

Protective Glass

occhiale di sicurezza per uso professionale e lavorativo utile per **proteggere gli occhi** da agenti contaminanti e da urti che potrebbero danneggiare gli occhi o compromettere la vista.


Dispositivo di protezione individuale di **II categoria** secondo quanto indicato dal Regolamento UE 2016/425 e dalla norma UNI EN 166:2004.

Prodotto Certificato

 - DPI II CATEGORIA
- UNI EN 166:2004
- CLASSE OTTICA: 1

Struttura e Caratteristiche

- A** La struttura e le lenti del Protective Glass sono realizzate interamente in **policarbonato** e prive di parti metalliche.
- B** L'occhiale permette una **visione chiara e nitida**, garantendo un ampio campo visivo. Leggero e comodo da indossare, adatto per un **uso continuativo e duraturo** grazie al design ergonomico.
- C** Il Protective Glass può essere **sovrapposto ai normali occhiali da vista** adattandosi perfettamente al viso della persona che lo indossa.
- D** Dotato di **marcatatura CE** sulla parte laterale della montatura, il Protective Glass è confezionato in una busta neutra in polietilene ed inserito nell'apposita scatola.



PROTECTIVE GLASS

DM
Dispositivo Medico

Occhiali Protective Glass disponibili anche nella versione:

- **Nera**: per protezione da raggi laser;
- **Arancione**: per protezione da raggi ultravioletti.
- **È possibile produrre colori personalizzabili su richiesta.**

00400018-DPI Protective Glass - Trasparente - 1pz.



00400012 Protective Glass - Arancione - 1pz.

00400015 Protective Glass - Nero - 1pz.