

Ortho Flow™


Ortho Flow™, composito fotopolimerizzante per il bonding diretto di brackets in metallo o ceramica; particolarmente indicato anche per retainers. Questo prodotto non necessita dell'applicazione dell'adesivo sulla superficie dello smalto, riducendo così notevolmente i tempi alla poltrona.

Light Curing composite for ceramic and metal brackets bonding, also indicated for retainers. Ortho Flow™ doesn't require any bonding agent on enamel surface.



Ortho Flow™ viene usato senza l'ausilio dell'adesivo. Riducendo notevolmente i tempi di bonding alla poltrona.

Ortho Flow™ doesn't require any bonding agent on enamel surface.



Vedi pubblicazioni: Angle orthodontic vol.75 n. 3,2005 - Angle orthodontic vol.75 n. 4,2005

Ortho Flow

Ric. 1 syringes x 2 gr.	00340174
Kit 4 syringes x 2 gr. + 40 tips	00340144



Composito fotopolimerizzante Light curing composite

One Step Composito fotopolimerizzante, sistema adesivo per attacchi in metallo, ceramica e plastica. Il composito ha una fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco.

One Step light curing composite for bonding plastic, metal or porcelain brackets. It flows well and eliminates bracket flotation.



Extreme Light curing composite

Kit syringes 4x5gr., bonding 7ml, etchant 7ml + acc.	OAO12-020
1 syringe 5gr.	OAO12-031
Light curing bonding 7ml	OAO12-032
Liquid Etch (no gel) 7ml	012-000

Composito Foto per bande BLU Light cure band cement (BLUE)

One Step Composito fotopolimerizzante indicato per la cementazione di bande, o altre applicazioni ortodontiche tipo rialzi. Molto resistente, si lega chimicamente allo smalto e ai metalli.

One Step light curing composite suited for cementing bands and other orthodontic appliance. Very resistant, it chemically bonds to enamel and metals.



A rilascio di Fluoro
Contains fluoride

Extreme Light cure band cement

Kit syringes 4x5 gr.	OAO13-031
1 syringe 5gr.	OAO15-036

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request

Composito Auto One Step / Auto Curing Composite

One Step Composito autopolimerizzante, sistema adesivo per attacchi in metallo e ceramica. Il composito, altamente riempitivo, ha una viscosità e fluidità che elimina il problema della fluttuazione dell'attacco. La catalizzazione del composito avviene per contatto, garantisce 40 secondi per il posizionamento e indurisce completamente entro 5 minuti.

Auto Curing composite for bonding metal and ceramic brackets. The highly filled paste features a tacky viscosity that flows well and eliminates brackets flotation. The catalyst system sets on contact and gets maximum strength within five minutes.



Extreme One Step Kit capsule

Kit compules 40x0,35gr. OA011-CPS




Extreme One Step primer

Primer 12ml	AOA11-34
Liquid Etch (no gel) 7ml	012-000



Extreme One Step Kit syringe

syringes 4x5gr.	OA011-021
1 syringe 5 gr.	OA011-019



Extreme One Step brushes

long brushes 50 pcs / pack 030-020



Extreme One Step compules refill

Capsule 40 pcs da 0,35gr. OA011-CPSRIC

Cemento vetro ionomerico / Glass ionomer cement

Cemento vetro ionomerico progettato per la cementazione di applicazioni ortodontiche.

Glass ionomer cement designed as a multi-purpose final cement for the cementation of orthodontic applications.

Extreme Glass ionomer cement

Kit 18gr. powder + 17,5 liquid	010-020
18gr. powder	010-021
17,5ml. liquid	010-022



A rilascio di Fluoro

Contains fluoride

Mordenzante ortofosforico / Phosphoric acid etching agent

Over Etch (Acido ortofosforico al 35%) è un condizionatore smalto dentinale con una particolare viscosità ed una appropriata tissotropia. Over Etch è stato progettato per non causare alcun inconveniente durante la fase di mordenzatura, consentendone il posizionamento in maniera non invasiva, in qualsiasi punto, grazie alla sua particolare consistenza non gelatinosa.

Over Etch (35% Phosphoric acid) is a dental etching agent of viscous solution type, with thixotropic properties. Over Etch is designed to have a minimal cloggy effect during etching and to easily get all areas.



Over Etch

Over Etch 30ml x 1 syr.	0000172
Over Etch kit 1,2ml x 4 syr.	0000173



- Merce disponibile / Goods available
- Merce a richiesta / Goods on request

Aromatizzante per Alginato Alginate Flavoring

Aromatizzante al sapore di frutta; aiuta a migliorare il gusto dell'alginato durante la presa delle impronte dentali.

Alginate flavoring, fruity; makes taking an impression more pleasant for the patients.



Alginate Flavoring

Banana	ALFLBN
Bubblegum	ALFLBB
Cola	ALFLCO
Lemon	ALFLLM
Orange	ALFLOR
Peppermint	ALFLPP
Strawberry	ALFLST
1 bottle 2oz.	

Alginboy alginato ortodontico Orthodontic alginate

Alginboy alginato ortodontico di elevata resistenza per impronte dentali di precisione. E' possibile colare il modello anche dopo 5 giorni.

High resistant orthodontic alginate for precise impression, it is possible to braze the model even after 5 days.



Orthodontic alginate

Alginboy plastic tin	001060
Alginboy bag	001061
450 gr.	

Gel di Fluoro Fluoride Gel

Gel di Fluoro, trattamento per la prevenzione della placca e delle carie; aiuta ad eliminare l'ipersensibilità dopo i trattamenti ortodontici.

Fluoride gel, intended for plaque and caries prevention; it helps eliminating hypersensitivity after orthodontic treatments.



Fluoride gel

Strawberry	004-0402-001
Mint	004-0102-001
1 pc / pack	

Kit ortodontico prevenzione Orthodontic prophylaxis kit

Kit ortodontico con Spazzolino ortodontico + Specchietto + Filo Interdentale + Cera Ortodontica + Spazzolino da viaggio + Clessidra + Scovolino + Dental Floss

The kit contains orthodontic tooth brush + hand mirror + dental floss + orthodontic wax + travel tooth brush + hourglass + interproximal brushes



Orthodontic Kit

Orthodontic kit	KP5024
1 kit	

Spazzolino - Scovolino / Travel Tooth brushes - Interproximal brushes

1- Spazzolini da viaggio richiudibili, con manico in gomma. Confezione con colori assortiti: rosso-verde-viola-blu.

Resealable travel toothbrushes, rubber handle, mixed color: red-green-violet and blue.



Travel Tooth brushes

Red-Green-Violet-Blue	44003
12 pcs / pack	

2- Scovolino interprossimale con cappuccio e manico con impugnatura ergonomica. Disponibile nei colori Blu e Verde.

Interproximal brushes with cap, ergonomic handle. Available color: blue and green.



Interproximal brushes

Blue	20046
Green	20047
12 pcs / pack	

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request