

**MONOUSO
VARIE**

**DISPOSABLE
VARIOUS**

**PROFILASSI
ATTREZZATURA**

**PROPHYLAXIS
EQUIPMENT**



OFFICIAL CATALOGUE

INDICE Index



PROFILASSI | PROPHYLAXIS

- Brilliance pag. 3
- Brilliance Plus pag. 4
- Brilliance Plus Dual pag. 5
- Clean Paste pag. 6
- Clean Flow pag. 7



MONOUSO | DISPOSABLE

- Carta per articolazioni pag. 8
- Rotoli sterilizzanti pag. 9
- Buste sterilizzanti pag. 9
- Protect Paper pag. 10
- Protect Towels pag. 10
- Protect Bibs pag. 11
- Protect Masks pag. 12
- Pro Ice pag. 13
- Protect Chair pag. 14
- Protect Head pag. 14
- Pro Tray pag. 15
- Pro Glass pag. 15
- Protect Plus pag. 16
- Aghi applicatori pag. 16
- Acus Jet pag. 17
- Eazy Tray pag. 18
- Protect Rolls pag. 18
- Protect Aspire pag. 19
- Protect Carpet pag. 19
- Dabliu Protector pag. 20
- Guaine per manipoli - Bio pag. 21
- Guaine per tubi d'aspirazione - Bio pag. 21
- Guaine per siringhe - Bio pag. 21
- Guaine per lampade a penna - Bio pag. 22
- Guaine per videocamera - Bio pag. 22
- Guaine per lampade alogene - Bio pag. 22
- Guaine per sensori - Bio pag. 23
- Guaine per specchietti e sensori - Bio pag. 23
- Guaine per radiografico - Bio pag. 23
- Guaine per impugnature a "T"- Bio pag. 24
- Guaine Bite Block- Bio pag. 24
- Tasche protettive per RX - Bio pag. 24
- Dabliu Brush pag. 25
- Dabliu Ultra Brush pag. 25
- Dabliu Endo Brush pag. 25
- Pennellini monouso pag. 26
- Applicatori con manico pag. 26



VARIE | VARIOUS

- Ortho Box pag. **27**
- Ortho Bite pag. **28**
- Portaprotesi pag. **29**
- Zoccolatori pag. **30**
- Dispenser per rulli pag. **30**
- Visiera Galaxy e Galaxy DPI pag. **31**
- Visiera Vision e Vision DPI pag. **32**
- Protective Glass pag. **33**
- Dabliu Bite Opener pag. **33**
- Tazzine per resina pag. **34**
- Anelli codificatori pag. **34**
- Encoder Tape pag. **35**
- Cristal Tooth pag. **35**
- Dabliu Apribocca pag. **36**
- RX & RVG Positioner pag. **37**
- Lubri Spray pag. **38**



ATTREZZATURA | EQUIPMENT

- EasyForm Evolution pag. **39**
- EasyForm Aspy pag. **40**
- Ortho Form pag. **41**
- Fisio Surgery pag. **43**
- Fisio Surgery Touch pag. **44**

BRILLIANCE

Sbiancante cosmetico monocomponente con 16% di perossido di carbamide

16% carbamide peroxide monocomponent whitening cosmetic system



00000015 Brilliance 16%

APPLICATIONS

- Trattamento sbiancante di cosmesi domiciliare a base di perossido di carbamide potenziato al 16%, monocomponente, incolore
Home cosmetic whitening system with 16% enhanced carbamide peroxide, monocomponent, colorless
- Indicato per i trattamenti di mantenimento, dopo quello professionale
Recommended for maintenance treatments, after professional treatment

CHARACTERISTICS

- Molecola: perossido di carbamide
Molecule: carbamide peroxide
- Tipologia: gel monocomponente
Typology: monocomponent gel
- Colore: trasparente
Colour: transparent
- Attivazione aerea
Air activation
- Desensibilizzante e mineralizzante
Desensitizing and mineralizing
- Nessun cambiamento di colore
No colour change
- Gusto menta
Mint flavour

ADVANTAGES

- Assenza di sensibilità dentinale
No dentinal sensitivity
- Ricco di nitrato di potassio
Rich in potassium nitrate
- Rimuove macchie di caffeina e nicotina
It removes caffeine and nicotine stains

PACKAGING

- 3 ml x 5 syringes gel
- 1 ortho bite
- 2 placche termoformabili morbide da 1mm in materiale EVA (ETILENE VINIL ACETATO)
2 thermoforming sheets in EVA Soft material, 1mm
- Tips

BRILLIANCE PLUS

Sbiancante cosmetico monocomponente con 6% di perossido di idrogeno

6% hydrogen peroxide monocomponent whitening cosmetic system



00000016 Brilliance Plus 6%

APPLICATIONS

- Trattamento sbiancante cosmetico a base di perossido di idrogeno potenziato al 6%, monocomponente
Cosmetic whitening treatment based on 6% enhanced hydrogen peroxide, mono-component
- Indicato per lo sbiancamento professionale di denti vitali e monconi devitalizzati, monocomponente, pratico ed efficace
Recommended for the professional bleaching of vital teeth and devitalized cores, monocomponent, practical and efficient

CHARACTERISTICS

- Molecola: perossido d'idrogeno al 6%
Molecule: 6% hydrogen peroxide
- Tipologia: monocomponente
Typology: mono-component
- Attivazione chimica, con laser o luce LED
Chemical, laser or LED light activation
- Desensibilizzante e mineralizzante
Desensitizing and mineralizing

ADVANTAGES

- Sbiancamento in un'unica seduta
Whitening in a single session
- Assenza di sensibilità dentinale
No dentinal sensitivity
- Ricco di nitrato di potassio
Rich in potassium nitrate

PACKAGING

- 3 ml x 2 gel syringes each
- 3,5 g x 1 syringe dam
- Tips

BRILLIANCE PLUS DUAL

Sbiancante cosmetico bicomponente con 6% di perossido di idrogeno

6% hydrogen peroxide bicomponent whitening cosmetic system



00000018 Brilliance Plus Dual 6%

APPLICATIONS

- Trattamento sbiancante cosmetico a base di perossido di idrogeno potenziato al 6%, bicomponente
Professional whitening treatment based on 6% enhanced hydrogen peroxide, bi-component
- Indicato per lo sbiancamento di denti vitali e monconi devitalizzati, bicomponente da attivare al momento, per una maggiore efficacia
Recommended for the bleaching of vital teeth and devitalized cores, bi-component to be activated upon use, for enhanced effectiveness

CHARACTERISTICS

- Molecola: perossido d'idrogeno al 6%
Molecule: hydrogen peroxide
- Tipologia: bicomponente (da miscelare)
Typology: Bi-component (to be mixed)
- Colorazione rossa
Red color
- Attivazione chimica, con laser o luce LED
Chemical, laser or LED light activation
- Formula PF (nitrato di potassio e fluoruro)
PF formula (potassium nitrate and fluoride)

ADVANTAGES

- Sbiancamento in un'unica seduta
Whitening in a single session
- Assenza di sensibilità dentinale
No dentinal sensitivity
- Ricco di nitrato di potassio
Rich in potassium nitrate

PACKAGING

- 1,5 ml x 2 syringes gel
- 7,5 ml x 2 desensitizer syringes
- 3,5 g x 1 syringe dam
- 2 Collettori / 2 Manifolds
- Tips

CLEAN PASTE

Pasta per profilassi

Prophylaxis paste



Clean Paste - Medium Grain:

9100814	Clean Paste - Medium - Cherry
9100815	Clean Paste - Medium - Mint
9100816	Clean Paste - Medium - PC
9100817	Clean Paste - Medium - BG
9100818	Clean Paste - Medium - Orange
9100819	Clean Paste - Medium - Raspberry
9100820	Clean Paste - Medium - Neutral

Clean Paste - Coarse Grain:

9100821	Clean Paste - Coarse - Cherry
9100822	Clean Paste - Coarse - Mint
9100823	Clean Paste - Coarse - PC
9100824	Clean Paste - Coarse - BG
9100825	Clean Paste - Coarse - Orange
9100826	Clean Paste - Coarse - Raspberry
9100827	Clean Paste - Coarse - Neutral

DESCRIPTION

Pasta per profilassi pronta all'uso indicata per la pulizia e la lucidatura dei denti

Ready to use prophylaxis paste, recommended for cleaning and polishing theet

CHARACTERISTICS

- Antischizzo
Non-splatter formula
- Facile da risciacquare
Easy to rinse

SIZE

- Grana Grossa
Coarse grain
- Grana Media
Medium grain

FLAVOURS

- Ciliegia / *Cherry*
- Menta / *Mint*
- Piña Colada / *Piña Colada*
- Bubble gum / *Bubble gum*
- Arancia / *Orange*
- Lampone / *Raspberry*
- Senza fluoro - Gusto neutro / *Fluoride-free - Neutral flavour*

PACKAGING

100 g jar

CLEAN FLOW

Polvere per profilassi a base di bicarbonato di sodio

Sodium bicarbonate prophylaxis powder



Clean Flow - Perio Twenty:

0003930	Clean Flow - Perio Twenty - Lemon
0003933	Clean Flow - Perio Twenty - Mint
0003939	Clean Flow - Perio Twenty - Cherry
0003936	Clean Flow - Perio Twenty - Neutral

Clean Flow - Soft Forty:

0003931	Clean Flow - Soft Forty - Lemon
0003934	Clean Flow - Soft Forty - Mint
0003940	Clean Flow - Soft Forty - Cherry
0003937	Clean Flow - Soft Forty - Neutral

Clean Flow - Standard Sixty:

0003932	Clean Flow - Standard Sixty - Lemon
0003935	Clean Flow - Standard Sixty - Mint
0003941	Clean Flow - Standard Sixty - Cherry
0003938	Clean Flow - Standard Sixty - Neutral

DESCRIPTION

Polvere per profilassi a base di bicarbonato di sodio con particelle ottimizzate, indicata per denti sensibili

Sodium bicarbonate prophylaxis powder with optimized particles, indicated for sensitive teeth

FLAVORS

- Limone / Lemon
- Menta / Mint
- Ciliegia / Cherry
- Neutro / Neutral

GRANULOMETRY

- Perio Twenty (20 µm)
- Soft Forty (40 µm)
- Standard Sixty (60 µm)

PACKAGING

- 300 g bottle

CHARACTERISTICS

• Perio Twenty

La granulometria Perio Twenty ha delle particelle che garantiscono un minimo impatto sulle gengive, tessuti molli e denti naturali anche con trattamenti frequenti

Perio Twenty granulometry has particles that guarantee a minimal impact on gums, soft tissues, and natural teeth even with recurring treatments

• Soft Forty

La granulometria Soft Forty ha delle particelle che garantiscono il massimo confort in tutti i tipi di profilassi. Ideale nella prevenzione

Soft Forty granulometry has particles that guarantee the maximum comfort in every kind of prophylaxis. Ideal during the prevention

• Standard Sixty

La granulometria Standard Sixty ha delle particelle ideali nei bambini e pazienti affetti da sensibilità dentinale, agisce preservando i tessuti molli e lo smalto

Standard Sixty granulometry has particles ideal for kids and patients suffering of dental sensitivity, operates preserving soft tissues and enamel

CARTA PER ARTICOLAZIONI

Strisce monouso per valutazione oclusale

Single-use sheets for occlusion evaluation



00490250S	Articulating paper - Blue - Thin 50µm - 240 strips
00490250M	Articulating paper - Blue - Medium 100µm - 180 strips
00490255	Articulating paper - Red/Blue - Medium 100µm - 144 strips
00490258S	Articulating paper - Red - Thin 40µm - 240 strips
00490258M	Articulating paper - Red - Medium 100µm - 180 strips

DESCRIPTION

La carta per articolazioni viene utilizzata in odontoiatria per identificare i punti di contatto tra i denti delle arcate superiore e inferiore. Realizzata con materiale sottile e rivestita da uno speciale inchiostro sensibile alla pressione, permettono di rilevare anomalie occlusali come contatti prematuri o difetti di chiusura. Sono ideali per regolare restauri, protesi e apparecchi ortodontici, migliorando la funzionalità masticatoria e prevenendo problematiche future.

Articulating paper is used in dentistry to identify contact points between teeth in the upper and lower arches. Made of thin material and coated with a special pressure-sensitive ink, they allow the detection of occlusal abnormalities such as premature contacts or closure defects. They are ideal for adjusting restorations, prosthetics and orthodontic appliances, improving masticatory function and preventing future problems.

CHARACTERISTICS

- Strisce sottili rivestite con inchiostro sensibile alla pressione
Thin sheets coated with pressure-sensitive ink
- Disponibili in diversi spessori (sottile 40-50µm, medio 100µm, spesso 200µm)
Available in different thicknesses (thin 40-50µm, medium 100µm, thick 200µm)
- Opzioni colore: Rosso, Blu e combinazione Rosso/Blu
Color options: Red, Blue, and Red/Blue combination
- Adatti per marcature a pressione forte o leggera
Suitable for strong or light pressure marking

ADVANTAGES

- Rilevazione accurata dei punti di contatto occlusali
Accurate detection of occlusal contact points
- Identificazione di contatti prematuri o mancanti
Identification of premature or missing contacts
- Applicazione semplice e veloce
Easy and fast application

PACKAGING

- RED – sottile 40µm – 240 strisce
RED – thin 40µm – 240 strips
- BLUE – sottile 50µm – 240 strisce
BLUE – thin 50µm – 240 strips
- RED – medio 100µm – 180 strisce
RED – medium 100µm – 180 strips
- BLUE – medio 100µm – 180 strisce
BLUE – medium 100µm – 180 strips
- RED/BLUE – medio 100µm – 144 strisce
RED/BLUE – medium 100µm – 144 strips

ROTOLI STERILIZZANTI

Rotoli per sterilizzazione

Sterilization rolls



Box

00520044	Sterilization Reels - 55 x 200 mt	12 pcs
00520045	Sterilization Reels - 75 x 200 mt	8 pcs
00520046	Sterilization Reels - 100 x 200 mt	6 pcs
00520047	Sterilization Reels - 200 x 200 mt	4 pcs
00520050	Sterilization Reels - 150 x 200 mt	4 pcs
00520051	Sterilization Reels - 250 x 200 mt	2 pcs
00520052	Sterilization Reels - 300 x 200 mt	2 pcs
00520053	Sterilization Reels - 350 x 200 mt	1 pc
00520054	Sterilization Reels - 400 x 200 mt	2 pcs

DESCRIPTION

I nostri rotoli per sterilizzazione sono realizzati in plastica ad uso medico denominata film laminato trasparente. Quest'ultimo deriva da poliestere e polipropilene sottoposti a "trattamento corona" e da carta certificata e studiata per assicurare un'elevata protezione antibatterica per la sterilizzazione medica STEAM, EO e FORM. Gli inchiostri utilizzati sono certificati ISO 11140, a base d'acqua e atossici con un leggero cambiamento di colore.

Our sterilization reels are made by a plastic medical use material called laminated transparent film; it comes from "corona treatment" polyester and polypropylene and from certified and studied best paper to assure an high antibacterial protection for STEAM,EO and FORM medical sterilization. The inks we use are ISO 11140 certified, water based and no-toxic, with a minimal change in color.

PACKAGING

- 200 m x 1 pc

BUSTE STERILIZZANTI

Rotoli autosigillanti

Autosealing pouches



Box

00400001	Autosealing pouches - 90x250	15 pcs
00400002	Autosealing pouches - 140x260	6 pcs
00400011	Autosealing pouches - 300x450	1 pc

DESCRIPTION

Carta "medical grade" ad alta grammatura con 3 laterali sigillanti con nastro biadesivo. La stampa viene eseguita all'esterno dello spazio utilizzato per la sterilizzazione, sulle saldature tra la carta e il film.

Medical-grade paper with high grammage and 3 laterals sealing with bioadhesive tape. Printing is made outside the space used for sterilization, on the weldings between paper and film.

PACKAGING

- 200 pouches x 1 bag

PROTECT PAPER

Tovagliette in carta crespa

Crinkled paper towels



DESCRIPTION

Protect paper sono tovagliette in carta crespa, ideali per coprire vassoi in alluminio e supportare il ciclo in autoclave. Vassoio in cartoncino fornito in dotazione.

Protect paper are crinkled paper towels recommended to cover aluminum trays and to withstand autoclave sterilization cycles. Cardboard tray supplied.

PACKAGING

- 18x28 cm - 250 pcs.

Available colours

- 1 2 3 4 5
6 7

*Disponibili su richiesta/Available on request

00700101	Protect paper - White
00700102	Protect paper - Light blue
00700103	Protect paper - Green
00700104	Protect paper - Orange*
00700105	Protect paper - Yellow*
00700106	Protect paper - Pink*
00700107	Protect paper - Lilac*

PROTECT TOWELS

Salviette assorbenti plastificate

Paper/plastic coated absorbent towels



DESCRIPTION

Protect Towels sono salviette monouso, piegate, assorbenti e plastificate al fine di garantire un'elevata impermeabilità. Composte da due veli di ovatta di cellulosa ed un velo di polietilene.

Protect Towels are disposable, folded, absorbent and coated in order to ensure high impermeability. Made of two sheets of cellulose wadding and one sheet of polyethylene.

PACKAGING

- 33x45 cm - 500 pcs

Available colours

- 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

*Disponibili su richiesta/Available on request

00700041	Protect Towels - White*
00700042	Protect Towels - Light blue
00700043	Protect Towels - Green
00700044	Protect Towels - Orange
00700045	Protect Towels - Yellow
00700046	Protect Towels - Pink*
00700047	Protect Towels - Lilac
00700048	Protect Towels - Blue med.
00700049	Protect Towels - Peach*
00700050	Protect Towels - Bordeaux*
00700051	Protect Towels - Black*
00700054	Protect Towels - Gray*
00700055	Protect Towels - Lime green*
00700056	Protect Towels - Magenta*

PROTECT BIBS

Mantelline in rotolo carta plastica

Paper/plastic roll bibs



*Disponibili su richiesta/Available on request

50x60 - 80 tears

00700061	Protect Bibs - White*
00700062	Protect Bibs - Light blue
00700063	Protect Bibs - Green
00700064	Protect Bibs - Orange
00700065	Protect Bibs - Yellow
00700066	Protect Bibs - Pink*
00700067	Protect Bibs - Lilac
00700068	Protect Bibs - Blue med.
00700069	Protect Bibs - Peach*
00700070	Protect Bibs - Bordeaux*

DESCRIPTION

Protect Bibs sono mantelline protettive in rotolo composte da un velo di pura ovatta di cellulosa ed uno di polietilene, dotate di area di pretaglio per agevolare la vestibilità




Protect Bibs are protective bibs in rolls made with a layer of pure cellulose and one of polyethylene, equipped with a pre-cutting area to facilitate wearability

SIZES

- 50x60 cm - 80 strappi/*tears*

PACKAGING

- Confezione: 1 rotolo
Packaging: 1 roll
- Box: 6 rotoli
Box: 6 rolls



PROTECT MASKS

Mascherine chirurgiche tipo IIR

IIR surgical face masks



*Disponibili su richiesta/Available on request

Adult: 9x17,5 cm

00700071	Protect Masks - Lime
00700072	Protect Masks - Light blue
00700073	Protect Masks - Green
00700074	Protect Masks - Orange*
00700075	Protect Masks - Yellow*
00700076	Protect Masks - Pink
00700077	Protect Masks - Lilac
00700078	Protect Masks - Blue med.
00700079	Protect Masks - White
00700080	Protect Masks - Black
00700085	Protect Masks - Jeans

Junior: 9x14,5 cm

00700071-JR	Protect Masks Junior - Lime
00700072-JR	Protect Masks Junior - Light blue
00700073-JR	Protect Masks Junior - Green
00700074-JR	Protect Masks Junior - Orange*
00700075-JR	Protect Masks Junior - Yellow*
00700076-JR	Protect Masks Junior - Pink
00700077-JR	Protect Masks Junior - Lilac
00700078-JR	Protect Masks Junior - Blue med.
00700079-JR	Protect Masks Junior - White
00700080-JR	Protect Masks Junior - Black

DESCRIPTION

Protect Masks, mascherine chirurgiche monouso ad **alta efficienza filtrante**, leggere e confortevoli sulla pelle. Protect Masks sono dotate di elastici e composte da **3 strati** in polipropilene con **strato intermedio filtrante**. Barretta nasale incorporata. Prive di lattice. Conformi allo standard CE.

Protect Masks sono disponibili nella versione **ADULT** (dim. 9 x 17,5 cm) e **JUNIOR** (dim. 9 x 14,5 cm).

*Protect Masks, disposable surgical masks with **high filtration efficiency**, light and comfortable on the skin. Protect Masks have elastic straps and are composed of **3 layers** of polypropylene with a **filter layer in between**. Built-in nose bar. Latex-free. Compliant with CE standard. Protect Masks are available in **ADULT** (size 9 x 17.5 cm) and **JUNIOR** (size 9 x 14.5 cm) versions.*

SIZES

- ADULT: 9x17,5 cm
- JUNIOR: 9x14,5 cm

PACKAGING

- Busta: 10 mascherine
Bag: 10 masks
- Box: 5 buste
Box: 5 bags



*Available also for kids

PRO ICE

Ghiaccio istantaneo monouso in TNT e PE

Disposable instant ice in nonwoven fabric and polyethylene



POLYETHYLENE



NON-WOVEN FABRIC

00700030A/24	PRO Ice - TNT
00700033A/24	PRO Ice - PE

DESCRIPTION

Progettato e realizzato in Italia per fornire un rapido ed efficace sollievo dal dolore, PRO Ice è la soluzione ideale per una vasta gamma di condizioni fisiche come distorsioni, traumi, ematomi, dolori e gonfiori. È impiegabile in più settori: medicale, dentale e sportivo.

Designed and made in Italy to provide fast and effective pain relief, PRO Ice is the ideal solution for a wide range of physical conditions such as distorsions, traumas, hematomas, pain and swellings. It can be used in several sectors: medical, dental and sports.

CHARACTERISTICS

- Costituito da una miscela di sali azotati e acqua
Made up by a mixture of nitrogen salts and water
- Temperatura di raffreddamento fino a $\pm 2^{\circ}\text{C}$
Cooling temperature up to $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Durata fino a ± 30 min
Duration up to ± 30 min
- Facile da utilizzare: premendo al centro così da rompere la bolla interna ed attivare la reazione termica.
Easy to use: press towards the center in order to break the inner bubble and activate the thermic reaction.

ADVANTAGES

- Rapido sollievo.
Quick relief.
- Disponibile in sacchetti in TNT, progettati appositamente per soddisfare le esigenze di coloro che hanno una pelle sensibile.
Available in TNT bags, specifically designed to meet the needs of those with sensitive skin.
- Disponibile in sacchetti in PE progettati per offrire resistenza agli agenti chimici e fisici.
Available in PE bags designed to offer resistance to chemical and physical agents.

PACKAGING

- Cartone da 24 sacchetti
Box with 24 bags
- Pedana da 98 cartoni
Pallet of 98 boxes

Brand e confezionamento personalizzabili su richiesta.
Branding and packaging customizable on demand.

PROTECT CHAIR

Copririunito in TNT

TNT chair cover



Available colours

- 1 ☐ 2 ☐
3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

00700111	Protect Chair in TNT - White
00700112	Protect Chair in TNT - Light Blue
00700113	Protect Chair in TNT - Green
00700114	Protect Chair in TNT - Orange
00700118	Protect Chair in TNT - Blue med.

DESCRIPTION

Protect chair è un copririunito monouso universale realizzato in TNT, anallergico e traspirante. Si compone di una copertura per la seduta ed una per lo schienale, dotate di elastico

Protect chair is a disposable and universal chair cover in TNT material, non allergenic and transpiring. The chair cover set is composed of one seat cover and one back cover with elastic

PACKAGING

25 + 25 pcs

PROTECT HEAD

Copritestiera in TNT

TNT headrest cover



Available colours

- 1 ☐ 2 ☐
3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

00700121	Protect Head in TNT - White
00700122	Protect Head in TNT - Light Blue
00700123	Protect Head in TNT - Green
00700124	Protect Head in TNT - Orange
00700128	Protect Head in TNT - Blue med.

DESCRIPTION

Protect head è un copritestiera monouso, universale, realizzato in TNT, idrorepellente e traspirante, dotato di elastico

Protect head is a disposable, waterproof and breathable headrest cover in TNT material, equipped with elastic bands

PACKAGING

100 pcs

PRO TRAY

Vassoi monouso lisci e zigrinati

Smooth and milled disposable dental tray



Available colours

1 2
3 4

Pro Tray - Milled surface

00700191Z	Pro Tray - Milled - White
00700192Z	Pro Tray - Milled - Light Blue*
00700193Z	Pro Tray - Milled - Green*
00700194Z	Pro Tray - Milled - Orange*

Pro Tray - Smooth surface

00700191L	Pro Tray - Smooth - White
00700192L	Pro Tray - Smooth - Light Blue*
00700193L	Pro Tray - Smooth - Green*
00700194L	Pro Tray - Smooth - Orange*

*Disponibili su richiesta/Available on request

DESCRIPTION

Pro Tray sono vassoi monouso in polistirene con bordo rinforzato, non sterili, resistenti a liquidi, cementi, acidi, disinfettanti a freddo per uso dentale. Disponibili nella versione liscia o zigrinata

Pro Tray are disposable dental trays; made with polystyrene, they have a reinforced edge. Non-sterile, resistant to liquids, cements, acids, cold disinfectants for dental use. Available in the smooth or milled version

PACKAGING

400 pcs

PRO GLASS

Bicchieri monouso

Disposable cups



Available colours

1 2 3 4
5 6 7 8 9

00700131	Protect Glass - White
00700132	Protect Glass - Light blue
00700133	Protect Glass - Green
00700134	Protect Glass - Orange
00700135	Protect Glass - Yellow*
00700136	Protect Glass - Pink*
00700137	Protect Glass - Lilac*
00700138	Protect Glass - Blue med.*
00700140	Protect Glass - Bordeaux*

*Disponibili su richiesta/Available on request

DESCRIPTION

Pro Glass sono bicchieri in plastica atossica, monouso, con bordino arrotondato e superficie esterna antiscivolo

Pro Glass are disposable, not-toxic plastic cups, with curved edges and anti-slip outer surface

PACKAGING

- Confezione / Packaging: 100 pcs
- Box: 10 x 100 pcs

PROTECT PLUS

Mantelline pretagliate con dispenser

Pre-cutted bibs with dispenser



00870001	Protect Plus
----------	--------------

DESCRIPTION

Protect Plus sono mantelline realizzate con 2 veli di pura ovatta di cellulosa ed uno di polietilene. Dotate di pretaglio, presentano una pratica tasca di raccolta liquidi e rifiuti e sono confezionate in un pratico dispenser in cartone

Protect Plus are made of 2 layers of pure cellulose and one of polyethylene. They are pre-cutted, provided with a practical liquid and waste collection pocket and packaged in a practical cardboard dispenser

PACKAGING

68x48 cm - 100 pcs

AGHI APPLICATORI

Application needles

1.  25G → 0,51 mm

2.  20G → 0,91 mm

3.  22G → 0,72 mm

4.  18G → 1,27 mm

5.  6. 

00340111A	N°1 - Disposable tips - Blue - 25G - 100 pcs
00340112A	N°2 - Disposable tips - Black - 20G - 100 pcs
00340112B	N°3 - Disposable tips - Black - 22G - 100 pcs
00340158	N°4 - Disposable tips - Violet - 18G - 100 pcs
00340219-20	N°5 - Disposable tips - Curved - 20 pcs
00340219-50	N°5 - Disposable tips - Curved - 50 pcs
00340119-20	N°6 - Disposable tips - Straight - 20 pcs
00340119-50	N°6 - Disposable tips - Straight - 50 pcs

DESCRIPTION

Aghi applicatori monouso per vari tipi di siringhe con attacco universale luer-lock

Disposable applicator needles recommended for different kind of syringes with universal luer-lock connection

PACKAGING

N°1 - Blu / Blue - 25G: 100 pcs

N°2 - Neri / Black - 20G: 100 pcs

N°3 - Neri / Black - 22G: 100 pcs

N°4 - Viola / Violet - 18G: 100 pcs


N°5 - Curvi / Curved: 20/50 pcs

N°6 - Dritti / Straight: 20/50 pcs

ACUS JET

Aghi dentali per anestesia

Dental needles for anesthesia

0,4x8 mm		Extra corto - intraligamentare <i>Extra short - intraligamentary</i>		00200006 AcusJet 27G - 0,4x8mm
0,3x12 mm		Corto - intraligamentare <i>Short - intraligamentary</i>		00200002 AcusJet 30G - 0,3x12mm
0,3x16 mm		Corto - intraligamentare <i>Short - intraligamentary</i>		00200003 AcusJet 30G - 0,3x16mm
0,3x21 mm		Lungo - infiltrazione <i>Long - infiltration</i>		00200004 AcusJet 30G - 0,3x21mm
0,3x25 mm 0,4x25 mm		Lungo - infiltrazione <i>Long - infiltration</i>		00200005 AcusJet 30G - 0,3x25mm 00200010 AcusJet 27G - 0,4x25mm
0,4x38 mm		Lungo - mandibolare <i>Long - mandibular</i>		00200012 AcusJet 27G - 0,4x38mm

DESCRIPTION

Acus Jet sono aghi dentali monouso per anestesia. Presentano un cono filettato in polipropilene ed una cannula in acciaio inossidabile a parete ultrasottile con punta a triplice affilatura siliconata. Gli aghi sono sterilizzati con ossido di etilene, sigillati singolarmente e presentano lotto di produzione ed un indicatore di orientamento della punta

Acus Jet are disposable dental needles for anesthesia. They present a polypropylene hub threading and an ultra-thin stainless steel cannula with a triple silicon-sharpened tip. These needles are sterilized with ethylene oxide, individually sealed and have a production lot and a tip orientation indicator

PACKAGING

- Confezione / *Packaging*: 100 pcs
- Box: 12 confezioni/ *packages*

ON DEMAND

Le seguenti misure sono disponibili esclusivamente su richiesta:
The following sizes are available on demand only:

00200001	AcusJet 30G - 0,3x8mm
00200007	AcusJet 27G - 0,4x12mm
00200008	AcusJet 27G - 0,4x16mm
00200009	AcusJet 27G - 0,4x21mm
00200011	AcusJet 27G - 0,4x36mm
00200013	AcusJet 25G - 0,5x8mm
00200014	AcusJet 25G - 0,5x38mm

Eazy Tray

Applicatori monouso per profilassi

Disposable applicators for prophylaxis



00340146	Eazy Tray - Small - Aqua Green
00340147	Eazy Tray - Medium - Yellow
00340148	Eazy Tray - Large - Blue

DESCRIPTION

Eazy Tray sono applicatori doppi monouso per applicazioni topiche di gel al fluoro e ionoforesi

Eazy Tray are disposable double applicators, recommended for fluoride gel application and ionophoresis

PACKAGING

200 pcs (100 upper - 100 lower)

SIZES

- Small - Aqua green
- Medium - Yellow
- Large - Blue

PROTECT ROLLS

Rulli salivari

Cotton rolls



00700037	Protect Rolls - Size 1
00700038	Protect Rolls - Size 2
00700039	Protect Rolls - Size 3

DESCRIPTION

Protect Rolls sono rulli salivari monouso non sterili, realizzati in puro cotone 100% che garantisce un'elevata assorbenza e resistenza ai liquidi. La loro particolare consistenza li rende ideali per impieghi prolungati

Protect Rolls are disposable, non-sterile salivary rolls, made of 100% pure cotton that guarantees high absorbency and resistance to liquids. Their particular consistency makes them ideal for prolonged use

PACKAGING

- 1-2-3 size / 300 g

PROTECT ASPIRE

Aspirasaliva monouso

Disposable saliva ejectors



Available colours

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐
4 ☐ 5 ☐

15 cm - Removable caps

00700081	Protect Aspire - 15 cm - Clear
00700082	Protect Aspire - 15 cm - Light Blue
00700083	Protect Aspire - 15 cm - Green
00700084	Protect Aspire - 15 cm - Orange
00700087	Protect Aspire - 15 cm - Lilac

DESCRIPTION

Protect Aspire sono aspirasaliva monouso in PVC atossico senza ftalati. Il filo metallico, in associazione alla speciale forma del cappuccio, assicurano un'aspirazione impeccabile evitando possibili danni alle mucose.

Protect Aspire are disposable saliva ejectors, made of atoxic and phthalates-free PVC. The metal thread and the special shape of the cup assure an impeccable aspiration avoiding possible damages to the mucous membranes.

PACKAGING

- Confezione / *Packaging*: 100 pcs
- Box: 50 confezioni / *packages*

PROTECT CARPET

Tappeto decontaminante

Decontaminating carpet



00700057	Protect Carpet - 115x45 cm
00700058	Protect Carpet - 115x60 cm

DESCRIPTION

Protect carpet, tappeto decontaminante batteriostatico è ideale per garantire la massima sterilità e pulizia negli ambienti odontoiatrici, conferendo l'idea di un ambiente asettico.

Protect carpet is a bacteriostatic decontaminating carpet, perfect to assure maximum sterility and cleanliness in dental environments, giving the idea of an aseptic location.

PACKAGING

- Misura / *Size*
 1. 115 x 45 cm
 2. 115 x 60 cm
- Confezione: 5 tappeti - 30 fogli
Packaging: 5 carpets - 30 sheets

DABLIU PROTECTOR

Pellicola protettiva

Barrier film



00100120	Dabliu Protector - Blue
00100121	Dabliu Protector - Clear
00100122	Dabliu Protector - Green

DESCRIPTION

Dabliu Protector è la pellicola adesiva monouso pretagliata, realizzata in polietilene, utile per la protezione di apparecchiature e strumentazione. Evita la contaminazione crociata e protegge le superfici del riunito da prodotti aggressivi e soluzioni disinfettanti.

Dabliu Protector is a pre-cut disposable adhesive film, made of polyethylene, useful for protecting equipment and instruments. It prevents cross-contamination and protects dental unit surfaces from aggressive products and disinfectant solutions.

CHARACTERISTICS

- Realizzata in polietilene
Made of polyethylene
- Spessore di 45 µm
Thickness of 45 µm
- Ogni strappo ha una lunghezza di 15 cm
Each tear has a length of 15 cm
- Larghezza di 10 cm
Width of 10 cm
- Facile da utilizzare
Easy to use

ADVANTAGES

- Alta qualità: polietilene sicuro, leggero e igienico
High quality: safe, lightweight and hygienic polyethylene
- Facilmente applicabile e rimovibile
Easily applicable and removable
- Evita la contaminazione crociata
Avoids cross-contamination
- Protegge le superfici da prodotti aggressivi
Protects surfaces from aggressive products

PACKAGING

1.200 strappi/ 1 rotolo con dispenser
1.200 tears/ 1 roll with dispenser

GUAINA PROTETTIVE *Bio*

Guaine per manipoli

Handpiece sleeves



DESCRIPTION

Guaina monouso per manipoli, ablatori e siringhe aria / acqua
Disposable sleeve for handpieces, scalars and air / water syringes.

PACKAGING

- Grande / *Large* (conica / *conical*)
 L: 3,7 / 1,8 cm x H: 23 cm - 500 pcs
- Piccola / *Small* (conica / *conical*)
 L: 2,5 / 1,8 cm x H: 23 cm - 500 pcs

00480020	Large handpiece sleeves
00480021	Small handpiece sleeves

Guaine per tubi d'aspirazione

Suction tubes sleeves



DESCRIPTION

Guaina pretagliata per tubi d'aspirazione
Pre-cutted suction tube sleeves

PACKAGING

L: 38 x H: 6/1,8 cm - (conica / *conical*) - 500 pcs

00480013	Suction tube sleeves
----------	----------------------

Guaine per siringhe

Syringes sleeves



DESCRIPTION

Guaina per siringa aria / acqua o aspirazione
Air / Water or aspiration syringe sleeve.

PACKAGING

L: 26 x H: 6,3 cm - 500 pcs

00480018	Syringe sleeves
----------	-----------------

GUAINA PROTETTIVE *Bio*

Guaine per lampade a penna

Pen type curing light sleeves



DESCRIPTION

Guaina per lampade fotopolimerizzanti a penna

Pen type curing light sleeve

PACKAGING

L: 32 x H: 6,5/1,8 cm - (conica / *conical*) - 500 pcs

00480015 Pen type curing light sleeves

Guaine videocamera

Intraoral camera sleeves



DESCRIPTION

Guaina in PVC, realizzata in morbido materiale plastico, ideale per videocamere intraorali

PVC sleeve, made of soft plastic material, ideal for intraoral cameras

PACKAGING

L: 32 x H: 5/2,5 cm - (conica / *conical*) - 500 pcs

00480016 Intraoral camera sleeves

Guaine per lampade alogene

Halogen curing light sleeves



DESCRIPTION

Guaine per lampade fotopolimerizzanti alogene

Halogen curing light sleeves

PACKAGING

L: 26 x H: 6,3 cm - 500 pcs

00480017 Halogen curing light sleeves

GUAINE PROTETTIVE *Bio*

Guaine per sensori

X-Ray sensor sleeves



00480010 RVG sensor sleeves

DESCRIPTION

Guaina per sensori RVG. Non influisce sulla radiografia
RVG sensor sleeve. Doesn't affect the radiography

PACKAGING

L: 22 x H: 3,8/5,8 cm - (conica / *conical*) - 500 pcs

Guaine per specchietti e sensori

Mouth mirrors and X-Ray sensor sleeves



00480011 RVG sensor sleeves / mouth mirrors

DESCRIPTION

Guaina per sensori RVG e specchietti. Non influisce sulla radiografia
Mouth mirrors and RVG sensor sleeve. Doesn't affect the radiography

PACKAGING

L: 20 x H: 4,2 cm - 500 pcs

Guaine per radiografico

X-Ray sleeves



00480012 X-Ray sleeve

DESCRIPTION

Copertura universale per radiografico. Non influisce sulla radiografia
Universal cover for radiograph. Doesn't affect the radiography

PACKAGING

W: 36 cm x L: 76 cm x H: 22 cm - 250 pcs

GUAINA PROTETTIVA *Bio*

Guaine per impugnature a "T"

"T" style light handle sleeves



00480014	"T" Style light handle sleeves
----------	--------------------------------

DESCRIPTION


Guaina ideale per le impugnature a "T" delle lampade da riunito
Protective sleeve for all "T" type light handles of dental chairs

PACKAGING

L: 3 x H1: 15 x H2: 9 cm - 500 pcs

Guaine Bite Block

Bite Block sleeves



00480009	Bite block cover
----------	------------------

DESCRIPTION

Guaine per morso OPT, Bite block
Bite block protective sleeves

PACKAGING

L: 5,1 x H: 2,1 cm - 1.000 pcs

Tasche protettive per RX

RX protective pouches



00480025	Pouches for RX - 188-0
00480026	Pouches for RX - 188-1
00480027	Pouches for RX - 188-2
00480028	Pouches for RX - 188-3
00480029	Pouches for RX - 188-4

DESCRIPTION

Tasche protettive per RX, apertura pretagliata, anche per sensori ai fosfori
RX sleeves with pre-cutted opening, also for phosphoric sensors

PACKAGING

188-0 L:3,8 x H: 2,5 cm - 100 pcs	188-3 L:5,7 x H: 3,0 cm - 50 pcs
188-1 L:4,4 x H: 2,6 cm - 100 pcs	188-4 L:8,2 x H: 5,8 cm - 50 pcs
188-2 L:4,4 x H: 3,5 cm - 100 pcs	

DABLIU BRUSH

Micro applicatori monouso

Disposable micro applicators

Dabliu Brush

1.



Regular



Fine



Superfine


2.



3.



Dabliu Ultra Brush



Dabliu Endo Brush



DESCRIPTION

Dabliu Brush sono micro applicatori monouso realizzati in fibre non assorbenti, dotati di terminale orientabile

Dabliu Brush are disposable micro applicators, realized with non-absorbent fibers and equipped with adjustable terminal

PACKAGING

Dabliu Brush

- Regular - Fine - Superfine
- 4x100 pcs

Dabliu Ultra Brush

- Long
- 100 pcs

Dabliu Endo Brush

- 100 pcs

Dabliu Brush

1.

00100101	Dabliu Brush - Regular - Round tube
00100102	Dabliu Brush - Fine - Round tube
00100103	Dabliu Brush - Superfine - Round tube

2.

00100105	Dabliu Brush - Regular - Square tube
00100106	Dabliu Brush - Fine - Square tube
00100107	Dabliu Brush - Superfine - Square tube

3.

00100108	Dispenser for square tube
----------	---------------------------

Dabliu Ultra Brush

00100109	Dabliu Ultra Brush
----------	--------------------

Dabliu Endo Brush

00100112	Dabliu Endo Brush
----------	-------------------

PENNELLINI MONOUSO

Disposable brushes

Setola / Bristles

1.  Fine
2.  X-Fine

Nylon

3.  Fine
4.  X-Fine

Bristles

1.	007012	Disposable brush - Bristles - Fine - Black
2.	007413	Disposable brush - Bristles - X-Fine - Black

Nylon

3.	00340116	Disposable brush - Nylon - Fine - White
4.	007172	Disposable brush - Nylon - X-Fine - White

DESCRIPTION

Pennellini monouso in setola e nylon per adesivi, liquidi, medicinali e vernici

Bristles and nylon disposable brushes, recommended for the application of adhesive, liquids, drugs and varnishes

PACKAGING

- Setola / Bristles: Fine - X-Fine - 100 pcs
- Nylon: Fine - X-Fine - 100 pcs

APPLICATORI CON MANICO

Micro applicator tips with handle



00100111	Application tips
0034117	Handle

DESCRIPTION

Micro applicatori con manico e terminale in microfibra

Micro applicator tips provided with handle and terminal in microfiber material


PACKAGING

- Applicatori / Applicator tips: 100 pcs
- Manico / Handle: 1 pc

ORTHO BOX

Contenitori per apparecchi ortodontici

Containers for orthodontic appliances



DESCRIPTION

Gli Ortho Box sono contenitori indicati per la custodia ed il trasporto di apparecchi funzionali

Ortho Box are containers recommended for the safe keeping and the transport of functional devices

CHARACTERISTICS

- Sono realizzati in plastica atossica di tipo alimentare, priva di lattice e ftalati
They are made of non-toxic and food-grade plastic, latex and phthalates free
- Altezza di 40 mm
40 mm height
- Superficie satinata
Frosted surface

ADVANTAGES

- Pratici e resistenti
Practical and resistant
- Disinfettabili con soluzione a freddo
Disinfectable with cold solution

PACKAGING


Bag of 10 pcs

00340199	Ortho Box - Orange
00340201	Ortho Box - White
00340202	Ortho Box - Green
00340203	Ortho Box - Yellow Neon
00340204	Ortho Box - Fuxia Neon
00340205	Ortho Box - Red
00340206	Ortho Box - Blue
00340207	Ortho Box - Light Blue
00340208	Ortho Box - Silver
00340210	Ortho Box - Violet
00340211	Ortho Box - Fuxia
00340212	Ortho Box - Orange Neon
00340213	Ortho Box - Green Neon
00340215	Ortho Box - Yellow
00340216	Ortho Box - Ice
00340217	Ortho Box - Black

ORTHO BITE

Contenitori per apparecchi ortodontici

Containers for orthodontic appliances



DESCRIPTION

Gli Ortho Bite sono contenitori indicati per la custodia ed il trasporto di placche ortodontiche e bite

Ortho Bite are containers recommended for the safe keeping and the transport of orthodontic appliances and bites

CHARACTERISTICS

- Sono realizzati in plastica atossica di tipo alimentare, priva di lattice e ftalati
They are made of non-toxic and food-grade plastic, latex and phthalates free
- Altezza di 24 mm
24 mm height
- Superficie satinata
Frosted surface

ADVANTAGES

- Pratici e resistenti
Practical and resistant
- Disinfettabili con soluzione a freddo
Disinfectable with cold solution

PACKAGING


Bag of 10 pcs

00340227-N	Ortho Bite - Orange
00340228-N	Ortho Bite - Fuxia Neon
00340229-N	Ortho Bite - Light Blue
00340230-N	Ortho Bite - White
00340231-N	Ortho Bite - Green
00340232-N	Ortho Bite - Fuxia
00340233-N	Ortho Bite - Yellow Neon
00340234-N	Ortho Bite - Violet
00340235-N	Ortho Bite - Blue
00340236-N	Ortho Bite - Red
00340237-N	Ortho Bite - Yellow
00340238-N	Ortho Bite - Assorted
00340239-N	Ortho Bite - Black
00340240-N	Ortho Bite - Grey
00340241-N	Ortho Bite - Green Neon
00340242-N	Ortho Bite - Green Apple
00340243-N	Ortho Bite - Orange Neon

PORTA PROTESI

Contenitori per la disinfezione di protesi e apparecchi

Containers for the disinfection of prosthetics and orthodontic devices



DESCRIPTION

Contenitore porta protesi per la disinfezione a freddo di protesi, apparecchi funzionali e ortodontici

Prosthesis cases for the cold disinfection of prosthesis; functional and orthodontic devices

CHARACTERISTICS

- Sono realizzati in plastica atossica di tipo alimentare, priva di lattice e ftalati
They are made of non-toxic and food-grade plastic, latex and phthalates free
- Dotati di filtro per impurità
Provided with an impurity filter

ADVANTAGES

- Pratici e resistenti
Practical and resistant
- Disinfettabili con soluzione a freddo
Disinfectable with cold solution

PACKAGING


1 pc

00771460	Prosthesis case - Violet
00771464	Prosthesis case - Green
00771466	Prosthesis case - White
00771467	Prosthesis case - Light Blue
00771468	Prosthesis case - Orange
00771471	Prosthesis case - Fuxia
00771472	Prosthesis case - Yellow
00771472FN	Prosthesis case - Fuxia Neon
00771473	Prosthesis case - Blue
00771474	Prosthesis case - Red
00771475	Prosthesis case - Green Apple

ZOCCOLATORI

Basi per modello da studio ed archivio

Study model bases



Available colours

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

3P1010	Study model bases - White
3P1011	Study model bases - Fuxia
3P1012	Study model bases - Red
3P1013	Study model bases - Green

DESCRIPTION

Zoccolatori monouso per modelli antagonisti in plastica

Disposable plastic study model bases

CHARACTERISTICS

- Sono realizzati in plastica atossica di tipo alimentare, priva di lattice e ftalati
They are made of non-toxic and food-grade plastic, latex and phthalates free
- Scomponibili
Modular

ADVANTAGES

- Pratici e resistenti
Practical and resistant
- Disinfettabili con soluzione a freddo
Disinfectable with cold solution

PACKAGING

10 pcs

DISPENSER PER RULLI

Cotton rolls dispenser



Available colours

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

00110012	Dispenser - White
00110017	Dispenser - Blue
00110018	Dispenser - Red
00110019	Dispenser - Yellow

DESCRIPTION

Dispenser per rulli salivari, dotato di un meccanismo che consente, con una leggera pressione sulla parte superiore, la fuoriuscita di un rullo per volta

Cotton rolls dispenser, equipped with a mechanism that allows, with a slight pressure on the upper part, the release of one roller at a time

PACKAGING

1 pc

VISIERE GALAXY E GALAXY DPI

Visiera protettiva - DM & DPI

Protective face shield - MD & PPE



Available colours

1 2 3* 4 5 6 7* 8
9 10


* Disponibile solo per il modello non DPI.

* Only available for the non PPE model.

Regolazione misura / Size adjustment



Protezione totale / Total protection



DESCRIPTION

Visiera protettiva contro goccioline, spruzzi di liquidi e particelle proiettate. Realizzata in materiale plastico, leggera, facile da assemblare e dotata di fascia girotesta. Lo schermo può essere disinfettabile, ha una perfetta visibilità

Protective visor against droplets, splashing liquids and projected particles. Made of plastic material, lightweight, easy to assemble and equipped with headband. The screen can be disinfected, has perfect visibility

PACKAGING

Visiera Galaxy

Kit

- Visor x 1 pc
- Protective shields x 2 pcs
- Upper shield x 1 pc
- Shield stoppers x 5 pcs

Refill

- Protective shields x 3 pcs

Visiera Galaxy DPI

Kit

- Visor x 1 pc
- Protective shield x 1 pc
- Upper shield x 1 pc
- Shield stoppers x 4 pcs

Refill

- Protective shields x 2 pcs

Galaxy visor

3P1021	Refill Galaxy visor
3P1011	Galaxy visor - White
3P10112A	Galaxy visor - Orange
3P1011C	Galaxy visor - Light Blue
3P1011F	Galaxy visor - Fuxia
3P1011FN	Galaxy visor - Fuxia Neon
3P1011G	Galaxy visor - Yellow
3P1011R	Galaxy visor - Red
3P1011V	Galaxy visor - Violet
3P1012	Galaxy visor - Green
3P1013	Galaxy visor - Blue

Galaxy PPE visor

DPI-3P1000	Refill Galaxy PPE visor
DPI-3P1011	Galaxy PPE visor - White
DPI-3P1012	Galaxy PPE visor - Green
DPI-3P1013	Galaxy PPE visor - Blue
DPI-3P1014	Galaxy PPE visor - Fuxia
DPI-3P1015	Galaxy PPE visor - Yellow
DPI-3P1016	Galaxy PPE visor - Violet
DPI-3P1017	Galaxy PPE visor - Fuxia Neon
DPI-3P1018	Galaxy PPE visor - Orange

VISIERE VISION E VISION DPI

Visiera protettiva - DM & DPI

Protective face shield - MD & PPE



Available colours

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

DESCRIPTION

Visiera protettiva contro goccioline, spruzzi di liquidi e particelle proiettate. Realizzata in materiale plastico, leggera, facile da assemblare e dotata di fascia girotesta. Lo schermo può essere disinfettabile, ha una perfetta visibilità

Protective visor against droplets, splashing liquids and projected particles. Made of plastic material, lightweight, easy to assemble and equipped with headband. The screen can be disinfected, has perfect visibility.

PACKAGING

Vision visor

Kit

- Visor x 1 pc
- Protective shield x 1 pc
- Shield stoppers x 7 pcs

Refill

- Protective shields x 2 pcs

Vision PPE visor

Kit

- Visor x 1 pc
- Protective shield x 1 pc
- Shield stoppers x 7 pcs

Refill

- Protective shields x 2 pcs

Vision visor

4P1000	Vision visor refill
4P1011	Vision visor - White
4P1012	Vision visor - Green
4P1013	Vision visor - Blue
4P1014	Vision visor - Fuxia
4P1015	Vision visor - Yellow
4P1016	Vision visor - Violet
4P1017	Vision visor - Fuxia Neon
4P1018	Vision visor - Orange
4P1019	Vision visor - Light blue
4P1020	Vision visor - Red

Vision PPE visor

DPI-4P1000	Vision PPE visor refill
DPI-4P1011	Vision PPE visor - White
DPI-4P1012	Vision PPE visor - Green
DPI-4P1013	Vision PPE visor - Blue
DPI-4P1014	Vision PPE visor - Fuxia
DPI-4P1015	Vision PPE visor - Yellow
DPI-4P1016	Vision PPE visor - Violet
DPI-4P1017	Vision PPE visor - Fuxia Neon
DPI-4P1018	Vision PPE visor - Orange
DPI-4P1019	Vision PPE visor - Light blue
DPI-4P1020	Vision PPE visor - Red

PROTECTIVE GLASS

Occhiali protettivi

Protective goggles



Trasparenti - DM & DPI
Transparent - MD & PPE



Arancioni / Orange

INDICATIONS

- Trasparenti: per protezione da getti di spray e fluidi
Transparent: to protect from droplets, spray and liquids
- Arancio: per protezione da radiazioni emesse da luce blu
Orange: to protect from blue light radiations

CHARACTERISTICS

- Struttura in policarbonato
Polycarbonate structure
- Antigraffio / Anti-appannamento
Scratch proof / Anti-fog
- Sovrapponibile ai normali occhiali da vista
Stackable on top of regular eyeglasses

PACKAGING

1 pc

00400012	Protective Glass - Orange
00400018	Protective Glass - Transparent - MD
00400018-DPI	Protective Glass - Transparent - PPE

DABLIU BITE OPENER



DESCRIPTION

Set di apribocca (Piccolo - Medio - Grande) per apertura del morso
Set (Small - Medium - Large) for bite opening

ADVANTAGES

Autoclavabile a 121°C
Autoclavable at 121°C

PACKAGING

- Kit**
- 3 pcs (Small - Medium - Large)
- Refill**
- 1 pc

00340260	Dabliu Bite Opener - Kit
00340260S	Dabliu Bite Opener - Small
00340260M	Dabliu Bite Opener - Medium
00340260L	Dabliu Bite Opener - Large

TAZZINE PER RESINA

Cups for resin



DESCRIPTION

Tazzine per resina in silicone dotate di fondo con ventosa, disponibili in 5 differenti misure

Silicone cups for resin provided with bottom with suction cup; available in 5 different sizes

ADVANTAGES

Utilizzate per la miscelazione della resina

Used for mixing resin

SIZES

5 ml - 7 ml - 10 ml - 25 ml - 75 ml

PACKAGING

- **Kit**
5 pcs
- **Refill**
1 pc

00340270	Silicone mixing cups - 5 ml - Ø 2,5
00340271	Silicone mixing cups - 7 ml - Ø 3
00340272	Silicone mixing cups - 10 ml - Ø 3,5
00340273	Silicone mixing cups - 25 ml - Ø 4,5
00340274	Silicone mixing cups - 75 ml - Ø 6,5
00340275	Silicone mixing cups - Kit

ANELLI CODIFICATORI

Coding rings



DESCRIPTION

Anelli codificatori realizzati in silicone permettono di identificare ogni tipologia di strumento in base alla colorazione

Silicone coding rings which allow to identify each type of instrument based on color

ADVANTAGES

Autoclavabile a 121°C

Autoclavable at 121°C

PACKAGING

Box 50 pcs

00770189	Coding rings - Black
00770190	Coding rings - Green
00770191	Coding rings - White
00770192	Coding rings - Yellow
00770193	Coding rings - Light blue
00770194	Coding rings - Blue
00770196	Coding rings - Red
00770199	Coding rings - Assorted

ENCODER TAPE

Coding tape



00700181	Encoder Tape - White
00700182	Encoder Tape - Blue
00700183	Encoder Tape - Green
00700184	Encoder Tape - Orange
00700185	Encoder Tape - Yellow
00700186	Encoder Tape - Red
00700187	Encoder Tape - Brown
00700188	Encoder Tape - Black
00700189	Encoder Tape - Purple

DESCRIPTION

Nastro codificatore realizzato in materiale autoclavabile che permette di identificare ogni tipologia di strumento in base alla colorazione

Coding tape made of autoclavable material that allows the identification of every type of instrument by color

SIZE

W: 7 mm; L: 5,1 m

PACKAGING

1 pc

CRISTAL TOOTH

Gioiello dentale

Dental jewel



07001	Cristal Tooth - Mixed
07004	Cristal Tooth - Cristal
07005	Cristal Tooth - Iris
07006	Cristal Tooth - Gold
07007	Cristal Tooth - Light Blue
07008	Cristal Tooth - Green
07009	Cristal Tooth - Red
07010	Cristal Tooth - Black
07011	Cristal Tooth - Violet
07012	Cristal Tooth - Pink

DESCRIPTION

Gioiello dentale in cristallo, disponibile in nove colori, dotato di basetta per ritenzione meccanica

Crystal dental jewel, available in nine colors, with base for mechanical retention

PACKAGING

Box 10 pcs


CHARACTERISTICS

Diametro/ *Diameter*: Ø 1,8 mm

DABLIU APRIBOCCA

Divaricatore labiale e guanciaiale

Lip and cheek retractor



DESCRIPTION

Dabliu Apribocca in polycarbonato con o senza contenzione linguale, per una maggiore visione della cavità orale.

Dabliu cheek retractor in polycarbonate with or without lingual dental splinting, for a better complete vision of the oral cavity.

CHARACTERISTICS

1. **Apribocca con fermalingua**
Medio - Largo / Trasparente - Blu
Cheek retractor with tongue guard
Medium - Large / Clear-blue
2. **Divaricatore labiale**
Adulto - Bambino
Lip retractor
Adult - Child
3. **Divaricatore labiale monolaterale**
Unilateral lip retractor
4. **Apribocca verticale**
Adulto - Bambino
Vertical cheek retractor
Adult - Child

ADVANTAGES

Autoclavabile a 121°C.

Autoclavable at 121°C.

PACKAGING

1. 2 pcs / 10 pcs.
2. 2 pcs.
3. 2 pcs.
4. 10 pcs.

1.

00340261	Cheek retractor with tongue guard - Clear - Medium - 2 pcs
00340262	Cheek retractor with tongue guard - Clear - Large - 2 pcs

2.

00340266	Lip retractor - Adult - 2 pcs
00340267	Lip retractor - Child - 2 pcs

3.

00340268	Unilateral lip retractor - 2 pcs
----------	----------------------------------

4.

00340257	Vertical cheek retractor - Adult - 10 pcs
00340265	Vertical cheek retractor - Child - 10 pcs

RX POSITIONERS

Sistemi di centratura per radiografie con sensori, lastre ai fosfori e pellicole

Positioning systems for radiographs with sensors, phosphor plates and films

DESCRIPTION

I sistemi di posizionamento autoclavabili "RX Positioner", "RX Positioner Multi" e "RVG Positioner" sono utilizzati in odontoiatria per migliorare la precisione e la rapidità nella produzione di immagini a raggi-X

The "RX Positioner," "RX Positioner Multi," and "RVG Positioner" autoclavable positioning systems are used in dentistry to improve accuracy and speed in the production of x-ray images

RX Positioner Multi - Film & Phosphor plates



1. RX Positioner Multi - Film & Phosphor plates

- Blu: Anteriori - 3 pz
Blue: Anteriors - 3 pcs
- Arancione: Mascellare sinistro e mandibolare destro - 3 pz
Orange: Maxillary left and mandibular right - 3 pcs
- Giallo: Mandibolare sinistro e mascellare destro - 3 pz
Yellow: Mandibular left and maxillary right - 3 pcs
- Rosso: Bitewings - 1 pz
Red: Bitewings - 1 pc

00520039 RX Positioner Multi - Film & Phosphor Plates

RVG Positioner



2. RVG Positioner

- Verde: premolare/molare superiore mascellare destro e mandibolare sinistro - 1 pz
Green: maxillary right upper premolar/molar and mandibular left - 1 pc
- Blu: premolare mascellare sinistro e premolare/molare mandibolare destro - 1 pz
Blue: left maxillary premolar and right mandibular premolar/molar - 1 pc
- Giallo: incisivo mascellare/mandibolare denti anteriori - 1 pz
Yellow: maxillary incisor/mandibular anterior teeth - 1 pc

00520040 RVG Positioner

RX Positioner - Film



3. RX Positioner - Film

- Blu: Anteriori - 4 pz
Blue: Anteriors - 4 pcs
- Giallo: Posteriori - 8 pz
Yellow: Posteriors - 8 pcs
- Rosso: Bitewings - 5 pz
Red: Bitewings - 5 pcs
- Verde: Endodontico - 2 pz
Green: Endodontic - 2 pcs

00520041 RX Positioner - Film

LUBRISPRAY

Olío lubrificante per manipoli

Lubricant oil for handpieces



00340180	Lubrispray
00340181	Universal spout

DESCRIPTION

LubriSpray è un lubrificante sintetico sviluppato appositamente per la manutenzione di varie tipologie di strumenti come turbine, contrangoli, strumenti chirurgici, ablatori e micromotori ad aria. Grazie alla sua azione lubrificante e protettiva, prolunga la durata degli strumenti, riducendo usura e surriscaldamento. Da impiegare prima di autoclavare il dispositivo.

LubriSpray is a synthetic lubricant specially developed for the maintenance of various types of instruments such as turbines, contra-angles, surgical instruments, scalers and air micromotors. Thanks to its lubricating and protective action, it extends the life of instruments, reducing wearing and overheating. Use before autoclaving the instrument.

CHARACTERISTICS

- Lubrificante ad alte prestazioni per manipoli odontoiatrici
High-performance lubricant for dental handpieces
- Protegge dall'usura e dal surriscaldamento
Protection against wearing and overheating
- Formula anti-corrosione contro residui biologici e agenti chimici
Anti-corrosion formula against biological residues and chemical agents
- Resistente alla sterilizzazione
Resistant to sterilization

ADVANTAGES

- Lubrificazione eccellente
Excellent lubrication
- Resistente alla sterilizzazione
Resistant to sterilization
- Prolunga la vita dei manipoli
Extends the duration of the handpieces
- Minimizza l'attrito e il surriscaldamento
Minimizes friction and overheating
- Protezione completa contro corrosione e depositi di residui organici
Full protection against corrosion and organic residues build-up
- Facile da usare
Easy to use

PACKAGING

- Bomboletta da 500 ml
500 ml bottle
- Box contenente 12 bombolette da 500 ml cad.
Box containing 12 bottles of 500 ml each

EASYFORM EVOLUTION

Termoformatrice automatica

Automatic thermoforming machine



00340720	EasyForm Evolution
001040	Spheres - Ø 0,40 mm
001041	Spheres - Ø 0,28 mm

DESCRIPTION

La Evolution è una termoformatrice con processo di termoformatura completamente automatico. Il processo viene assicurato mediante l'impostazione del tempo in funzione della tipologia del foglio utilizzato e del suo spessore

Evolution is an automatic thermoforming machine. The automatic process is assured by setting the time according to the type of sheet used and its thickness

CHARACTERISTICS

- Display digitale
LCD display
- Controllo a microprocessore SMD
SMD technology
- Tempi impostabili (da 15" a 7')
Setting times (from 15" to 7')
- Resistenza 350 Watt
Resistance 350 Watt
- Pompa del vuoto integrata con pistone
Vacuum pump with piston included
- Pressione massima 250 mbar
Maximum pressure 250 mbar
- Rumorosità 56 dB
Noise level 56 dB

ADVANTAGES

- Processo di termoformatura completamente automatico
Fully automatic thermoforming process
- Possibilità di utilizzo dischi quadrati o tondi da 120 a 125 mm
Possibility of using square or round sheets from 120 to 125 mm
- Non necessita di aria compressa o fonti esterne di aria per aspirazione
Compressed air or external sources of suction air not required

PACKAGING

- Termoformatrice: 1 pz
Thermoforming machine: 1pc
- Cestello porta sfere: 1 pz
Spheres basket: 1 pc
- Cestello di dettaglio: 1 pz
Detail basket: 1 pc
- Cavo di alimentazione: 1 pz
Power cable: 1 pc
- Libretto istruzioni
Instruction for use

EASYFORM ASPY

Termoformatrice manuale

Manual thermoforming machine



00340080	EasyForm Aspy
001040	Spheres - Ø 0,40 mm
001041	Spheres - Ø 0,28 mm

DESCRIPTION

La Aspy è una termoformatrice manuale che consente all'operatore di gestire manualmente le fasi di termoformatura.

L'operatore aziona la resistenza mediante l'apposito pulsante ed una volta riscaldato il foglio termoformabile in maniera appropriata, può procedere azionando la pompa del vuoto.

Aspy is a manual thermoforming machine which allows the operator to manually manage the thermoforming steps. The operator activates the resistance by a specific button, and once the thermoforming sheet is appropriately heated, he can proceed by activating the vacuum pump.

CHARACTERISTICS

- Resistenza 350 Watt
Resistance 350 Watt
- Pompa del vuoto integrata con pistone
Vacuum pump with piston included
- Pressione massima 250 mbar
Maximum pressure 250 mbar
- Rumorosità 56 dB
Noise level 56 dB

ADVANTAGES

- Possibilità di utilizzo di dischi quadrati o tondi da 120 a 125 mm
Possibility of using square or round sheets from 120 to 125mm
- Non necessita di aria compressa o fonti esterne di aria per aspirazione
Compressed air or external sources of suction air not required

PACKAGING

- Termoformatrice: 1 pz
Thermoforming machine : 1 pc
- Cestello porta sfere: 1 pz
Spheres basket: 1 pc
- Cestello di dettaglio: 1 pz
Detail basket: 1 pc
- Cavo di alimentazione: 1 pz
Power cable: 1 pc
- Libretto istruzioni
Instruction for use

ORTHO FORM

Placche termoformabili

Thermoforming sheets



REF 00XXXXR



Ø 120 mm

REF 00XXXXRB



Ø 134 mm

REF 00XXXXRS



Ø 125 mm

REF 00XXXX




125 x 125 mm

DESCRIPTION

Ortho Form sono dischi termoplastici rigidi e morbidi, per qualsiasi tipo di lavorazione come mascherine per sbiancamento, bite per bruxismo, applicazioni per ATM, mascherine di contenzione, etc. Disponibile nelle misure: 125 x 125 mm, Ø 120 mm, Ø 125 mm, Ø 134 mm

Ortho Form hard and soft thermoforming sheets, recommended for any kind of working, such as bleaching masks, bite for bruxism, ATM applications, contention masks etc. Available in: 125 x 125 mm, Ø 120 mm, Ø 125 mm, Ø 134 mm



INDICATIONS

- Per i modelli si consiglia l'utilizzo di un gesso di III classe
The use of a 3rd class gypsum is recommended for models
- Evitare l'utilizzo di gessi troppo duri (causerebbero la rottura del modello in fase di distacco)
The use of excessively hard gypsums is not recommended (they may cause the break of the model during the separation step)
- Per ottenere un buon dettaglio il gesso deve avere un'ottima permeabilità all'aria
To obtain a great detail, the gypsum must have an excellent permeability to air
- Il modello in gesso non dev'essere assolutamente bagnato, al massimo può essere umido
The gypsum model mustn't be absolutely wet, but at most only damp
- In caso di modelli alti, si consiglia di ridurli con una squadramodelli, o immergerli in sfere di acciaio in modo da far fuoriuscire solo la parte da termoformare
In case of high models, it's better to make a reduction with a melting machine, or put them in steel spheres to facilitate the leak of the thermoforming section
- Eliminare eventuali bolle causate dalla colatura del gesso
Remove possible bubbles caused by the trickle of the gypsum
- Valutare le caratteristiche tecniche / fisiche dei fogli termoplastici prima dell'utilizzo
Evaluate the technical / physical features of the thermoforming sheets before their use

SOFT FORM

Etilenvinilacetato (EVA), indicato per mascherine di sbiancamento, patologie ATM, fluoro profilassi, docce morbide per Bruxismo.

Eva material, recommended for bleaching masks, ATM pathologies, fluoride prophylaxis, Bruxism.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
1,0 mm	24 pcs	001817	001817R	001817RS	001817RB
1,5 mm	20 pcs	001835	001835R	001835RS	001835RB
2,0 mm	20 pcs	001836	001836R	001836RS	001836RB
3,0 mm	10 pcs	001837	001837R	001837RS	001837RB
4,0 mm	10 pcs	001838	001838R	001838RS	001838RB

DURA FORM

Polietilene tereftalato, indicato per matrici provvisorie, docce dure per Bruxismo e sbiancamento, cucchiari chirurgici e applicazioni in ortodonzia.

Polyethylene terephthalate recommended for temporary matrix, Bruxism and bleaching bites, surgical tray and orthodontic appliances.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
0,5 mm	24 pcs	001828	001828R	001828RS	001828RB
0,8 mm	24 pcs	001827	001827R	001827RS	001827RB
1,0 mm	24 pcs	001823	001823R	001823RS	001823RB
1,5 mm	20 pcs	001824	001824R	001824RS	001824RB
2,0 mm	15 pcs	001826	001826R	001826RS	001826RB
3,0 mm	10 pcs	001833	001833R	001833RS	001833RB

DUAL FORM

Placca a due strati, strato duro SBS e strato morbido EVA. Consigliata per docce rigide per Bruxismo, patologie ATM ed applicazioni in ortodonzia.

Plate with two layers, SBS hard layer and EVA soft layer. Suitable for Bruxism, ATM pathologies orthodontic appliances.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
2 mm	10 pcs	001943	001943R	-	-
3 mm	10 pcs	001939	001939R	-	-

BASE PLATE FORM

Stirene ad alta compressione. Indicato per cucchiari per montaggi in protesi totale e supporti rinforzati per valli di cera (masticoni).

High compression styrene. Recommended for trays and reinforced supports to fit complete dentures.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
1,5 mm	24 pcs	001819	001819R	-	-
2,0 mm	20 pcs	001818	001818R	-	-
2,5 mm	10 pcs	001820	001820R	-	-

COPING FORM

Polipropilene opaco, indicato per ponti e corone provvisorie, cappette calcinabili.

Opaque polypropylene suitable for temporary bridges and crowns, castable copings.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
0,5 mm	24 pcs	001830	001830R	-	-
0,8 mm	24 pcs	-	001831R	-	-
1,0 mm	24 pcs	001832	001832R	-	-

Disponibili fino ad esaurimento scorte / Available until supplies last

TRAY FORM

Stirene ad alta compressione. Indicato per portaimpronte individuali.

High compression styrene. Recommended for individual impression trays.

	Pack	SQUARE	ROUND Ø120	ROUND Ø125	ROUND Ø134
3 mm	10 pcs	001822	001822R	-	-

FISIO SURGERY

Motore per implantologia

Implantology motor



Fisio Surgery DFT



Fisio Surgery LED

Irrigation tubing



Pedale DeLuxe



00390090	Fisio Surgery LED
00390093	Fisio Surgery DFT
00390094	Carrying case
00390096	Surgical irrigation tubing - 10 pcs

DESCRIPTION

Fisio Surgery e Fisio Surgery LED sono unità per implantologia progettate in modo semplice, sicuro ed affidabile. La potenza del motore brushless dal design italiano, in associazione alla dualità del torque e della velocità, li rendono tra le migliori unità presenti sul mercato

Fisio Surgery and Fisio Surgery LED are implantology units designed in a simple, safe and reliable way. The power of the brushless motor, marked by an Italian design, combined with the duality of torque and speed, make them some of the best units on the market

CHARACTERISTICS

- Velocità del motore da 400 a 40,000 Rpm
Speed motor from 400 to 40,000 Rpm
- Valore del torque da 6 a 72 Ncm
Torque value from 6 to 72 Ncm
- 3 differenti flussi di irrigazione: 100 ml / min.
3 different irrigation flows: 100 ml / min.
- Rapporto di riduzione / Reduction ratio:
1:1 - 16:1 - 20:1 - 24:1 - 32:1 - 64:1 - 80:1
- Motore brushless
Brushless motor
- Pompa di irrigazione esterna monouso
Disposable external irrigation pump

ADVANTAGES

- 5 programmi memorizzabili
5 saving programs
- Compensa automaticamente la perdita di torque dovuta al contrangolo
The loss of torque due to the contra-angle is automatically compensated

PACKAGING

- Console di controllo elettronica
Electronic control station
- Micromotore con luce LED*
*LED Contrangle**
- Pedale "DeLuxe"
"DeLuxe" pedal
- Asta di sospensione per sacchi da irrigazione
Suspension rod for irrigation bag
- Tubi per pompe peristaltiche
Hoses for peristaltic pumps
- Alimentatore
Power supply

*Disponibile solo nella versione "LED"

**Available only on the "LED" version*

FISIO SURGERY TOUCH

Motore per implantologia touch-screen

Touch-screen implantology motor

Fisio Surgery Touch



Irrigation tubing



DeLuxe pedal



DESCRIPTION

Fisio Surgery Touch è un'unità per implantologia con schermo touch-screen progettata in modo semplice, sicuro ed affidabile. La potenza del motore brushless, in associazione alla dualità del torque e della velocità, lo rendono tra le migliori unità presenti sul mercato

Fisio Surgery Touch is a touch-screen implantology unit designed in a simple, safe and reliable manner. The power of the brushless motor, in combination with the duality of torque and speed, make it among the best units on the market

CHARACTERISTICS

- Velocità del motore da 400 a 40,000 Rpm
Speed motor from 400 to 40,000 Rpm
- Valore del torque da 6 a 72 Ncm
Torque value from 6 to 72 Ncm
- 3 differenti flussi di irrigazione: 100 ml / min.
3 different irrigation flows: 100 ml / min.
- Rapporto di riduzione / Reduction ratio:
1:1 - 16:1 - 20:1 - 24:1 - 32:1 - 64:1 - 80:1
- Motore brushless
Brushless motor
- Pompa di irrigazione esterna monouso
Disposable external irrigation pump

ADVANTAGES

- 5 programmi memorizzabili
5 saving programs
- Compensa automaticamente la perdita di torque dovuta al contrangolo
The loss of torque due to the contra-angle is automatically compensated

PACKAGING

- Console di controllo elettronica
Electronic control station
- Micromotore con luce LED
LED Contrangle
- Pedale "DeLuxe"
"DeLuxe" pedal
- Asta di sospensione per sacchi da irrigazione
Suspension rod for irrigation bag
- Tubi per pompe peristaltiche
Hoses for peristaltic pumps
- Alimentatore
Power supply

00390097	Fisio Surgery Touch
00390094	Carrying case
00390096	Surgical irrigation tubing - 10 pcs



Dental World s.r.l. Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it

