



Attacchi Metallici / *Metal Brackets*

Attacchi Eclipse / Eclipse brackets

Attacchi Eclipse a basso profilo, per un maggior comfort ed una minore interferenza con i tessuti molli; identificazione permanente disto-gengivale ed alette progettate per una facile locazione delle legature. Il design dell'attacco permette un'ottima cementazione, adattandosi perfettamente alla morfologia del dente.

Low profile brackets for patient comfort and for minimal occlusion contact. Permanent mark on the distogingival; sweeping tie wing for easy and secure ties. Anatomically contoured to ensure the utmost in bond adhesion.

Roth refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	RB212-11	RB212-21	RB222-11	RB222-21
U2	8°	9°	RB212-12	RB212-22	RB222-12	RB222-22
U3 w/hook	-2°	13°	RB212-13HK	RB212-23HK	RB222-13HK	RB222-23HK
U4,5	-7°	0°	RB212-14		RB222-14	
U4,5 w/hook	-7°	0°	RB212-14HK	RB212-24HK	RB222-14HK	RB222-24HK
LOWER						
L1/L2	-1°	2°	RB212-31		RB222-31	
L3 w/hook	-11°	7°	RB212-43HK	RB212-33HK	RB222-43HK	RB222-33HK
L4	-17°	1°	RB212-44		RB222-44	
L4 w/hook	-17°	1°	RB212-44HK	RB212-34HK	RB222-44HK	RB222-34HK
L5	-17°	1°	RB212-45		RB222-45	
L5 w/hook	-17°	1°	RB212-45HK	RB212-35HK	RB222-45HK	RB222-35HK
10 pcs / pack						




Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	RB13-212	RB22-23
U/L 3/4/5 w/hook	RB13-213	RB22-24
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	RB312-11	RB312-21	RB322-11	RB322-21
U2	10°	8°	RB312-12	RB312-22	RB322-12	RB322-22
U3 w/hook	-7°	8°	RB312-13HK	RB312-23HK	RB322-13HK	RB322-23HK
U4,5	-7°	0°	RB312-14		RB322-14	
U4,5 w/hook	-7°	0°	RB312-14HK	RB312-24HK	RB322-14HK	RB322-24HK
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	RB312-31		RB322-31	
L3 w/hook	-6°	3°	RB312-43HK	RB312-33HK	RB322-43HK	RB322-33HK
L4	-12°	2°	RB312-44		RB322-44	
L4 w/hook	-12°	2°	RB312-44HK	RB312-34HK	RB322-44HK	RB322-34HK
L5	-17°	2°	RB312-45		RB322-45	
L5 w/hook	-17°	2°	RB312-45HK	RB312-35HK	RB322-45HK	RB322-35HK
10 pcs / pack						





MBT kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	RB13-12	RB32-23
U/L 3/4/5 w/hook	RB13-24	RB32-24
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise refill

UPPER / LOWER	TORQUE	ANGULATION	.018	.022
U1	0	0°	RB112-11	RB122-11
U2	0°	0°	RB112-22	RB122-22
U3 / L3	0°	0°	RB112-13	RB122-13
UL3 / LR3 w/hook	0°	0°	RB112-23HK	RB122-23HK
UR3 / LL3 w/hook	0°	0°	RB112-13HK	RB122-13HK
U4 / U5 - L4 / L5	0°	0°	RB112-14	RB122-14
L1 / L2	0°	0°	RB112-31	RB122-31
10 pcs / pack				

Brackets ID quadrant colored



Edgewise kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	RB12-11	RB12-20
U/L 3 w/hook	RB12-112	RB12-23
20 pcs / pack - 1 case		

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request

Attacchi Bright V-slot / V-slot brackets

La linea Bright V-slot completa la gamma delle possibilità tecniche disponibili oggi in commercio; l'alta qualità dell'attacco permette di soddisfare a pieno tutte le esigenze funzionali e il comfort del paziente.

Bright line is a further technical possibility; high quality brackets to accomplish functional needs and patient comfort.

Roth Bright refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	VSRUR118 ●	VSRUL118 ●	VSRUR122 ●	VSRUL122 ●
U2	8°	9°	VSRUR218 ●	VSRUL218 ●	VSRUR222 ●	VSRUL222 ●
U3 w/hook	0°	11°	VSRUR319 ●	VSRUL319 ●	VSRUR323 ●	VSRUL323 ●
U4,5	-7°	0°	VSRU418 ●●		VSRU422 ●●	
U4,5 w/hook	-7°	0°	VSRUR419 ●	VSRUL419 ●	VSRUR423 ●	VSRUL423 ●
LOWER						
L1/L2	0°	0°	VSRL118		VSRL122	
L3 w/hook	-11°	5°	VSRLR319 ●	VSRLR319 ●	VSRLR323 ●	VSRLR323 ●
L4	-17°	0°	VSRL418 ○○		VSRL422 ○○	
L4 w/hook	-17°	0°	VSRLR419 ●	VSRLR419 ●	VSRLR423 ●	VSRLR423 ●
L5	-22°	0°	VSRL518 ●●		VSRL522 ●●	
L5 w/hook	-22°	0°	VSRLR519 ●●	VSRLR519 ●●	VSRLR523 ●●	VSRLR523 ●●
10 pcs / pack						



Attacco con slot verticale
V-slot brackets



Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	KTVSR1935	KTVSR2335
U/L 3/4/5 w/hook	KTVSR1955	KTVSR2355
20 pcs / pack - 1 case		

Dual Dimension kit

.018 U/L 1,2	-	.022 U/L 3,4,5
U/L 3 w/hook		KTVSRD2335
U/L 3/4/5 w/hook		KTVSRD2355
20 pcs / pack - 1 case		

Attacchi Eclipse / Eclipse brackets

Ricketts refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018	
			RIGHT	LEFT
U1	22°	5°	RB421-11	RB421-21
U2	14°	8°	RB421-22	RB421-12
U3 w/hook	7°	7°	RB421-13HK	RB421-23HK
U4,5	-7°	0°	RB421-14	
U4,5 w/hook	-7°	0°	RB421-14HK	RB421-24HK
LOWER				
L1/L2	0°	0°	RB421-31	
L3 w/hook	7°	5°	RB421-43HK	RB421-33HK
L4	-11°	0°	RB421-44	
L4 w/hook	-17°	0°	RB421-44HK	RB421-34HK
L5	-17°	0°	RB421-45	
L5 w/hook	-17°	0°	RB421-45HK	RB421-35HK
10 pcs / pack				



Ricketts kit

UPPER / LOWER	.018
U/L 3 w/hook	RB21-02
20 pcs / pack - 1 case	

Attacchi BioLine / BioLine brackets

Attacchi BioLine Nickel Free, sono la scelta ideale per tutti i pazienti, anche per quelli sensibili o intolleranti al Nickel. Questo rivoluzionario prodotto è il risultato di una lega unica con performance e caratteristiche superiori ai tradizionali attacchi.

I BioLine, sono realizzati con tecnologia M.I.M. e mostrano tutte le caratteristiche fondamentali di un attacco di eccellente qualità.

Nickel Free brackets, ideal for all patients, also for those who experience sensitivity to nickel. Unique alloy brackets, designed with M.I.M. technology for an excellent quality product.

Bioform Ricketts refill

				.018	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	RIGHT	LEFT
U1	22°	5°	0°	APRXBUR118 ●	APRXBUL118 ●
U2	14°	8°	0°	APRXBUR218 ●	APRXBUL218 ●
U3 w/hook	7°	7°	0°	APRXBUR319 ●	APRXBUL319 ●
U4,5	-7°	0°	0°	APRXBU418 ●●	
U4,5	0°	0°	0°	APRXBU/L618 ○○	
LOWER					
L1/L2	0°	0°	0°	APRXL118	
L3 w/hook	7°	5°	0°	APRXBLR319 ●	APRXBLL319 ●
L4	-11°	0°	0°	APRXBL418 ●●	
L4 w/hook	-17°	0°	0°	APRXBL518 ●●	
L5	0°	0°	0°	APRXBU/L618 ○○	
10 pcs / pack					



Bioform Ricketts kit

UPPER / LOWER	.018
U/L 3 w/hook	KTAPB1935
20 pcs / pack - 1 case	

Standard Edgewise refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	.018	.022
U1	0°	0°	0°	APEDU118	APEDU122
U2	0°	0°	0°	APEDU218	APEDU222
U3 - L3	0°	0°	0°	APEDUN318	APEDUN322
U4-U5 / L4-L5	0°	0°	0°	APEDUN418	APEDUN422
L1 - L2	0°	0°	0°	APEDLUN118	APEDLUN122
10 pcs / pack					



Standard Edgewise kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5-5	KTAPED1855	KTAPED2255
20 pcs / pack - 1 case		

Roth refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	0°	APRXRUR118 ●	APRXRUL118 ●	APRXRUR122 ●	APRXRUL122 ●
U2	8°	9°	0°	APRXRUR218 ●	APRXRUL218 ●	APRXRUR222 ●	APRXRUL222 ●
U3 w/hook	-2°	10°	4°M	APRXRUR319 ●	APRXRUL319 ●	APRXRUR323 ●	APRXRUL323 ●
U4,5	-7°	0°	2°D	APRXRU418 ●●		APRXRU422 ●●	
U4,5 w/hook	-7°	0°	0°	APRXRUR419 ●	APRXRUL419 ●	APRXRUR423 ●	APRXRUL423 ●
LOWER							
L1/L2	0°	0°	0°	APRXRL118		APRXRL122	
L3 w/hook	-11°	5°	5°	APRXRLR319 ●	APRXRL319 ●	APRXRLR323 ●	APRXRL323 ●
L4	-17°	0°	0°	APRXRLR418 ●●		APRXRLR422 ●●	
L4 w/hook	-17°	0°	0°	APRXRLR419 ●	APRXRL419 ●	APRXRLR423 ●	APRXRL423 ●
L5	-22°	0°	0°	APRXRL518 ●●		APRXRL522 ●●	
L5 w/hook	-22°	0°	0°	APRXRLR519 ●	APRXRL519 ●	APRXRLR523 ●	APRXRL523 ●
10 pcs / pack							

Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	KTAPR1935	KTAPR2335
U/L 3/4/5 w/hook	KTAPR1955	KTAPR2355
20 pcs / pack - 1 case		

Dual Dimension kit

.018 U/L 1,2	.022 U/L 3,4,5
U/L 3 w/hook	KTAPRDD2335
U/L 3/4/5 w/hook	KTAPRDD2355
20 pcs / pack - 1 case	

MBT refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	OFFSET	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	0°	APMBTUR118 ●	APMBTUL118 ●	APMBTUR122 ●	APMBTUL122 ●
U2	10°	8°	0°	APMBTUR218 ●	APMBTUL218 ●	APMBTUR222 ●	APMBTUL222 ●
U3 w/hook	-7°	8°	0°	APMBTUR319 ●	APMBTUL319 ●	APMBTUR323 ●	APMBTUL323 ●
U4,5	-7°	0°	0°	APMBTU418 ●●		APMBTU422 ●●	
U4,5 w/hook	-7°	0°	0°	APMBTUR419 ●	APMBTUL419 ●	APMBTUR423 ●	APMBTUL423 ●
LOWER							
L1/L2	-6°	0°	0°	APMBTL118		APMBTL122	
L3 w/hook	-6°	3°	2°M	APMBTLR319 ●	APMBTL319 ●	APMBTLR323 ●	APMBTL323 ●
L4	-12°	2°	0°	APMBTLR418 ●●		APMBTLR422 ●●	
L4 w/hook	-12°	2°	0°	APMBTLR419 ●	APMBTL419 ●	APMBTLR423 ●	APMBTL423 ●
L5	-17°	2°	0°	APMBTL518 ●●		APMBTL522 ●●	
L5 w/hook	-17°	2°	0°	APMBTLR519 ●	APMBTL519 ●	APMBTLR523 ●	APMBTL523 ●
10 pcs / pack							

MBT kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	KTAPMBT1935	KTAPMBT2335
U/L 3/4/5 w/hook	KTAPMBT1955	KTAPMBT2355
20 pcs / pack - 1 case		

Attacchi Eclipse smart active / Eclipse smart active brackets


Il bracket autolegante Eclipse Smart Active è un attacco interattivo. La sua clip entra nello slot, utilizzando gli archi di forma rettangolare, ed interagisce con gli stessi; quando si utilizzano gli archi di piccola sezione, vengono definiti passivi in quanto non interagisce con la clip.

Eclipse Smart Active self-ligating bracket can be "interactive", as its clip enters the slot, interacting with rectangular archwires; it can also be "passive" as the smaller wires do not interact with the clip.

Clip interattiva / Interactive clip

- **Passive:** .016 - .018 - .018 x .018
- **Interactive:** .020 x .020
- **Active:** .018 x .025 - .019 x .025

ECLIPSE
SMART ACTIVE
SELF LIGATING BRACKETS



Roth refill

				.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	RIGHT	LEFT
U1	11°	5°	2.9	113-11	113-21
U2	8°	9°	2.7	113-12	113-22
U3 w/hook	-2°	8°	2.95	113-13H	113-23H
U4 w/hook	-7°	0°	2.95	113-14H	113-24H
U5 w/hook	-7°	0°	2.95	113-15H	113-25H
LOWER					
L1/L2	0°	0°	2.5	113-41/42	113-31/32
L3 w/hook	-11°	7°	2.95	113-43H	113-33H
L4 w/hook	-17°	0°	2.95	113-44H	113-34H
L5 w/hook	-17°	0°	2.95	113-45H	113-35H
1 pc / pack					

Roth kit

UPPER / LOWER	.022
U/L 3/4/5 w/hook	113-553
20 pcs / pack - 1 case	

MBT refill

				.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	2.9	133-11	133-21
U2	10°	8°	2.7	133-12	133-22
U3 w/hook	-0°	8°	2.95	133-13H	133-23H
U4 w/hook	-7°	0°	2.95	133-14H	133-24H
U5 w/hook	-7°	0°	2.95	133-15H	133-25H
LOWER					
L1/L2	-6°	0°	2.5	133-41/42	133-31/32
L3 w/hook	0°	3°	2.95	133-43H	133-33H
L4 w/hook	-12°	0°	2.95	133-44H	133-34H
L5 w/hook	-12°	0°	2.95	133-45H	133-35H
1 pc / pack					




MBT kit

UPPER / LOWER	.022
U/L 3/4/5 w/hook	133-553
20 pcs / pack - 1 case	



Strumento per brackets - Active

Tool for self-ligating brackets	110-000
1 pc / pack	



Attacchi Eclipse smart passive / Eclipse smart passive brackets

Gli attacchi Eclipse Smart Passive self ligating, sono realizzati con tecnologia MIM (Metal Injection Moulding), dotati di uno slot con chiusura a scorrimento, permette di posizionare l'arco in maniera pratica e veloce. La basetta romboidale ne facilita il posizionamento, disponibili nelle prescrizioni Roth - MBT .018 e .022.

Eclipse Smart Passive self ligating brackets are endowed of a special clip that allows an easy and fast archwires placement, avoiding the frictions usually generated between arch and ligatures ties; it reduces plaque accumulation. The brackets are realized with MIM (metal injection moulding) technology and nickel free steel. They have a rhomboid base to enable easy placement. Roth / MBT - .018 and .022 slots available.



Roth refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	3.0	211-11	211-21	221-11	221-21
U2	8°	9°	2.8	211-12	211-22	221-12	221-22
U3 w/hook	-2°	13°	3.0	211-13HK	211-23HK	221-13HK	221-23HK
U4 / U5	-7°	0°	3.0	211-14		221-14	
U4 w/hook	-7°	0°	3.0	211-14HK	211-24HK	221-14HK	221-24HK
U5 w/hook	-7°	0°	3.0	211-15HK	211-25HK	221-15HK	221-25HK
LOWER							
L1/L2	-1°	2°	2.6	211-31		221-31	
L3 w/hook	-11°	7°	3.0	211-43HK	211-33HK	221-43HK	221-33HK
L4	-17°	-1°	3.0	211-44		221-44	
L4 w/hook	-17°	-1°	3.0	211-44HK	211-34HK	221-44HK	221-34HK
L5	-22°	-1°	3.0	211-45		221-45	
L5 w/hook	-22°	-1°	3.0	211-45HK	211-35HK	221-45HK	221-35HK
1 pc / pack							




Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	211-00HK	221-00HK
U/L 3/4/5 w/hook	211-00BHK	221-00BHK
20 pcs / pack - 1 case		


MBT refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	311-11	311-21	321-11	321-21
U2	10°	8°	311-12	311-22	321-12	321-22
U3 w/hook	-7°	8°	311-13HK	311-23HK	321-13HK	321-23HK
U4 / U5	-7°	0°	311-14		321-14	
U4 w/hook	-7°	0°	311-14HK	311-24HK	321-14HK	321-24HK
U5 w/hook	-7°	0°	311-15HK	311-25HK	321-15HK	321-25HK
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	311-31		321-31	
L3 w/hook	-6°	3°	311-43HK	311-33HK	321-43HK	321-33HK
L4	-12°	2°	311-44		321-44	
L4 w/hook	-12°	2°	311-44HK	311-34HK	321-44HK	321-34HK
L5	-17°	2°	311-45		321-45	
L5 w/hook	-17°	2°	311-45HK	311-35HK	321-45HK	321-35HK
1 pc / pack						



MBT kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	311-00HK	321-00HK
U/L 3/4/5 w/hook	311-00BHK	321-00BHK
20 pcs / pack - 1 case		



Strumento per brackets - Passive

Tool for self-ligating brackets	111-000
1 pc / pack	

■ Merce disponibile / Goods available
■ Merce a richiesta / Goods on request

Attacchi Easyclip Plus / Easyclip Plus brackets

Gli attacchi EasyClip Plus, sono progettati da ortodontisti per un controllo totale ed il massimo comfort per il paziente. Design "gemellare" a basso profilo e forma romboidale per un posizionamento semplice. Il design del bracket permette una legatura passiva che riduce la frizione e migliora la meccanica di scorrimento. Non necessitano di strumenti speciali.

EasyClip Plus brackets are designed to get the highest comfort and the total control. "Twin" low profile design, with a rhomboid shape, to achieve an easy placement. Its design allows a passive ligature, which reduces friction and improves sliding. No special instrument is needed.

Damon* refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	.022	
				RIGHT	LEFT
U1	15°	5°	.114"	300-72-1190	300-72-2190
U2	6°	9°	.110"	300-72-1290	300-72-2290
U3	7°	5°	.110"	300-72-1390	300-72-2390
U3 w/hook	7°	5°	.110"	300-72-1391	300-72-2391
U4 / U5	-11°	2°	.114"	300-72-1990	300-72-2990
U4 / U5 w/hook	-11°	2°	.114"	300-72-1991	300-72-2991
U4 / U5 w/hook & offset	-11°	2°	.114"	300-72-1930	300-72-2930
LOWER					
L1	-3°	2°	.102"	300-72-3190	300-72-4190
L2	-3°	4°	.102"	300-72-3290	300-72-4290
L3	7°	5°	.114"	300-72-3390	300-72-4390
L3 w/hook	7°	5°	.114"	300-72-3391	300-72-4391
L4 w/hook	-12°	4°	.114"	300-72-3492	300-72-4492
L4 w/hook & offset	-12°	4°	.114"	300-72-3493	300-72-4493
L5 w/hook	-17°	4°	.114"	300-72-3592	300-72-4592
L5 w/hook & offset	-17°	4°	.114"	300-72-3593	300-72-4593
1 pc / pack					

EasyClip^{PLUS}

Passive Self-Ligating Bracket System



Damon* kit

UPPER / LOWER	.022
U/L 3/4/5 w/hook	6322-1345
20 pcs / pack - 1 case	

* Damon è un marchio registrato della Ormco Corporation / Damon is a trademark by Ormco Corporation

Attacchi Eclipse Lingual / Eclipse Lingual brackets

I brackets Eclipse Lingual, sono studiati per fornire al paziente il massimo comfort, rendendo il trattamento molto più delicato e sopportabile. Le caratteristiche principali sono: dimensioni ridotte, profilo più basso, superfici arrotondate per il massimo comfort del paziente. Mantiene l'igiene orale.

Eclipse lingual brackets are designed to offer the best comfort to the patient, making the treatment softer and tolerable. Their main characteristics are: - Small dimensions - Low profile - Rounded surface - Hygienic.



ECLIPSE

LINGUAL

Kit brackets

UPPER / LOWER	LB-222-00
20 pcs / pack - 1 case	

■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request