


**PRO FLEX  
N.H.A.**



Sistematica canalare a rotazione continua, termotrattata e nano-rivestita per massima biocompatibilità e flessibilità. Il blister R-D4 semplifica la terapia racchiudendo apertura, sondaggio e finitura. La conicità al 4% agisce in perfetta sinergia col cemento Fill Root<sup>ST</sup> per un protocollo completo.

**FILL  
ROOT<sup>ST</sup>**



Cemento bioceramico fluido indicato per la sigillatura canalare e per ritrattamenti. La sua biocompatibilità totale favorisce generazione di idrossiapatite. Grazie all'elevata fluidità e alla sua radiopacità, garantisce un'integrazione totale con le anatomie dei canali.

**FILL  
ETCH**




Mordenzante semi-gel a base di acido ortofosforico al 37%. La sua formula a base di polimeri naturali senza silice garantisce un'applicazione estremamente precisa e priva di colature sia su smalto che sulla dentina, ideale per una corretta preparazione adesiva.

**BASIC  
BOND**




Adesivo monocomponente fotopolimerizzabile per restauri diretti e indiretti. Lo spessore minimo e le nanoparticelle contenute garantiscono una cementazione ottimale, assicurando un'adesione stabile e duratura nel tempo su composito e ceramica.

**FILL DENT  
FLOW**



Composito fluido per piccole cavità, difetti cervicali e sottofondo. La fluidità ottimale permette un adattamento anatomico. Il riempitivo micro-ibrido a particelle ottimizzate garantisce una bassa contrazione, lucidabilità e mimetismo estetico naturale.

**FILL DENT  
SEAL**



Composito fluido con colorazione semitrasparente per la sigillatura di solchi e fessure occlusali. Penetra in profondità nelle anatomie più strette. L'integrazione di nano-riempitivi e il costante rilascio di fluoro assicurano un'elevata resistenza all'usura e una chiusura marginale. Non necessita di adesivo.

**FILL DENT**



Composito micro-ibrido ideale per restauri anteriori, posteriori e ricostruzioni dei monconi. La sua formula con riempitivo ad alta intensità, assicura una migliore lavorabilità, minimizzando la contrazione da polimerizzazione e favorendo un sigillo marginale duraturo.

**ONE BUILD  
PLUS**



Cemento composito universale duale automiscelante arricchito con monomero MDP. Adatto per zirconia, ceramica, metallo e faccette senza pretrattamenti. La bassa contrazione, il fluoro e il film sottile garantiscono un'adesione forte, stabile ed esteticamente precisa.



DENTAL WORLD  
**REBUILD**  
Build it right, inside out.

ESTORATIVE

