

CLEAN FLOW

Polvere per profilassi ad uso professionale.
Powder for professional prophylaxis use.

60µm STANDARD sixty

PERIO twenty 20µm



Descrizione - Description

Clean Flow è una polvere per profilassi a base di bicarbonato di sodio con particelle ottimizzate, progettata per la rimozione efficace di tartaro, macchie e biofilm microbico, con un'attenzione particolare ai pazienti sensibili.

Il sistema offre soluzioni mirate in base alle diverse esigenze cliniche:

- **Standard Sixty (60 µm):** Ideale per applicazioni sopragengivali e pazienti con sensibilità dentinale, agisce preservando lo smalto e i tessuti molli.
- **Perio Twenty (20 µm):** Grazie alla dimensione ridotta delle particelle, garantisce un impatto minimo su gengive e denti naturali, risultando perfetta per trattamenti frequenti e zone subgengivali.

Clean Flow is a sodium bicarbonate-based prophylaxis powder with optimized particles, designed for the effective removal of tartar, stains, and microbial biofilm, with a special focus on sensitive patients.

The system offers targeted solutions tailored to different clinical needs:

- **Standard Sixty (60 µm):** Ideal for supragingival applications and patients with dentin hypersensitivity, it works to preserve enamel and soft tissues.
- **Perio Twenty (20 µm):** Thanks to its fine particle size, it causes minimal irritation to the gums and natural teeth, making it ideal for frequent use and subgingival areas.

STANDARD sixty

CODICI PRODOTTO / PRODUCT CODES:

0003932	Clean Flow - Standard Sixty - Limone
0003935	Clean Flow - Standard Sixty - Menta
0003941	Clean Flow - Standard Sixty - Ciliegia
0003938	Clean Flow - Standard Sixty - Neutro



PERIO twenty

CODICI PRODOTTO / PRODUCT CODES:

0003930	Clean Flow - Perio Twenty - Limone
0003933	Clean Flow - Perio Twenty - Menta
0003939	Clean Flow - Perio Twenty - Ciliegia
0003936	Clean Flow - Perio Twenty - Neutro



MADE IN EUROPE

DW
DENTAL WORLD

CLEAN Flow+

Polvere per profilassi ad uso professionale.
Powder for professional prophylaxis use.

40µm NEW
FORMULA



Azione anti-infiammatoria indiretta
Indirect anti-inflammatory action



Effetto lucidante integrato
Built-in polishing effect



Massimo comfort per il paziente
Maximum comfort for the patient



Descrizione - Description

Clean Flow Plus rappresenta l'avanguardia nelle polveri a base di bicarbonato di sodio, specificamente progettata per elevare gli standard dei trattamenti di igiene orale professionale. Grazie a un'azione mirata e non invasiva, questo sistema si distingue dalle comuni soluzioni per aeropolitori per la straordinaria capacità di rimuovere il biofilm microbico e la placca batterica sopragengivale, preservando sempre l'integrità delle superfici trattate. Caratterizzato da una nuova formula a 40 µm, Clean Flow Plus garantisce una forza pulente decisa ma controllata, ideale per la rimozione delle discromie estetiche. L'impiego di queste particelle calibrate permette di ottenere un duplice beneficio: una detersione profonda unita a un raffinato effetto lucidante, restituendo al sorriso la sua naturale lucentezza.

Clean Flow Plus represents the cutting edge in sodium bicarbonate-based powders, specifically designed to raise the standards of professional oral hygiene treatments. Thanks to its targeted, non-invasive action, this system stands out from common airpolisher solutions due to its extraordinary ability to remove microbial biofilm and supragingival bacterial plaque, while always preserving the integrity of the treated surfaces. Featuring a new formula of 40 µm, Clean Flow Plus delivers a powerful yet controlled cleaning force, ideal for removing aesthetic discoloration. The use of these calibrated particles provides a dual benefit: deep cleansing combined with a refined polishing effect, restoring the smile's natural luster.

CODICI PRODOTTO / PRODUCT CODES:

0003920	CLEAN FLOW PLUS Soft Neutral 40 µm 300 gr
0003924	CLEAN FLOW PLUS Soft Mint 40 µm 300 gr
0003925	CLEAN FLOW PLUS Soft Lemon 40 µm 300 gr
0003926	CLEAN FLOW PLUS Soft Cherry 40 µm 300 gr

- Compatibile con tutti i sistemi ad aria abrasiva.
Compatible with all abrasive blasting systems.
- Prevenzione della carie.
Prevention of cavities.
- Riduzione dell'infiammazione delle gengive.
Reduction of gum inflammation.