




MADE IN ITALY

LATEX FREE

ECLIPSE **VERTIE** *select* **LINE**

Nuova linea di legature OverTie Select made in Italy, dall'eccellente capacità elastica, realizzate con materiale ad altissima resa elastica usando il metodo ad iniezione e stampi di precisione. Utilizzate nel campo dell'ortodonzia per facilitare la legatura del filo o dell'arco ortodontico al brackets. Il diametro delle legature è di Ø 120. Disponibili in diverse colorazioni.

AA01310W	OverTie Select - Assortito
AA01336W	OverTie Select - Argento
AA01337W	OverTie Select - Trasparente
AA01338W	OverTie Select - Rosa chiaro
AA01339W	OverTie Select - Verde lime
AA01340W	OverTie Select - Blu notte
AA01341W	OverTie Select - Arancione
AA01342W	OverTie Select - Celeste ghiaccio
AA01343W	OverTie Select - Giallo
AA01344W	OverTie Select - Rosso
AA01345W	OverTie Select - Bianco

AA01346W	OverTie Select - Giallo neon
AA01347W	OverTie Select - Senape
AA01348W	OverTie Select - Arancione neon
AA01349W	OverTie Select - Fucsia neon
AA01350W	OverTie Select - Fucsia
AA01351W	OverTie Select - Viola
AA01352W	OverTie Select - Azzurro
AA01353W	OverTie Select - Verde neon
AA01354W	OverTie Select - Verde
AA01355W	OverTie Select - Azzurro Neon

Busta da 40 stick, 26 anelli per legatura



DENTAL WORLD S.r.l.
Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
sito: www.dental-world.it / e.mail: info@dental-world.it

Versione Italiana