

Motore endodontico, **brushless**.

Motore endodontico per trattamenti canalari.

DATI TECNICI

- Modello: EDO-1 Pro Max
- Peso: 186g
- Batteria: 1900 mAh
- Velocità: 100-2200 rpm
- Torque: 0.6-5.0 N.cm

CARATTERISTICHE

1. **Testina con rotazione a 360°;**
2. **10 programmi preimpostabili**, l'utente può memorizzare le impostazioni abituali, ma può anche ripristinare completamente la modalità di fabbrica, senza doversi preoccupare di errori di impostazione;
3. **Controllo della rotazione completa:** "rotazione oraria", "rotazione antioraria", "rotazione reciprocante" e "adaptive mode";
4. **Funzione di avvio graduale** che ha lo scopo di prevenire i danni allo strumento rotante causati da un torque eccessivo;
5. **Sistemi di sicurezza integrati** che garantiscono un utilizzo controllato e affidabile. Il dispositivo attiva automaticamente la funzione di **auto-stop al superamento del valore di torque impostato** e attiva la **rotazione inversa rispetto a quella selezionata al raggiungimento dell'apice canale**.
6. **Rilevatore apicale integrato.**



ROTAZIONE
RECIPROCANTE

ROTAZIONE CONTINUA
SENSO ORARIO O ANTIORARIO

Testina mini con
rotazione 360°



Manipolo 6:1

Pulsante
di programmazione

Display LED

TRE MODALITÀ D'USO

MOTORE
+
RILEVATORE
APICALE

RILEVATORE
APICALE

MOTORE
ENDO



Edo-1 Pro Max **790014**

Distribuito da:

DENTAL WORLD S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 Molfetta (BA) - ITALY
Tel. +39 080 3381004 / Fax. +39 080 3386617
www.dental-world.it / info@dental-world.it

Prodotto da:

SANI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

666 Jincheng Avenue, HTZ, Chengdu - CHINA
Tel. 0086 28 83361652 / Fax. 0086 28 83361651
www.medicalsani.com