

PRO ENDO Micro Mirror

Il fascino di *riflettere*

Endo
ENDOSURGERY



Pro Endo Micro Mirror Dental World: strumenti innovativi pensati per garantire precisione, praticità e massima qualità durante le procedure odontoiatriche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Specchietti micro dalle dimensioni ottimizzate da 2 a 9 mm, rettangolari e tondi.
- Design ergonomico con manico antiscivolo.
- Punta intercambiabili, resistenti e facili da sostituire.
- Materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità.
- Rivestimento speciale: placcato a freddo.
- Superficie antigoccia e anti-appannamento.
- Antiraffio.
- Autoclavabile a 134°C.



Riflesso perfetto
anche a contatto



Punta modellabile

KIT - 4pz.

790080-KIT Pro Endo Micro Mirror Kit

SPECCHIETTI - 1 pz.

790080-C02	Specchietto C02 - Round Ø3mm
790080-C04	Specchietto C04 - Round Ø5mm
790080-R02	Specchietto R02 - Square 2x7mm
790080-R04	Specchietto R04 - Square 3x9mm

SPECCHIETTI CON MANICO 1 pz.

790080-C02M	Specchietto con manico C02M - Round Ø3mm
790080-C04M	Specchietto con manico C04M - Round Ø5mm
790080-R02M	Specchietto con manico R02M - Square 2x7mm
790080-R04M	Specchietto con manico R04M - Square 3x9mm

I singoli specchietti sono intercambiabili



R02 2x7mm



R04 3x9mm



C02 Ø 3mm



C04 Ø 5mm

DENTAL WORLD S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 Molfetta (BA) - ITALY

Tel. +39 080 3381004 / Fax. +39 080 3386617 / www.dental-world.it / info@dental-world.it

REV.00_10/2025