






*Perfect*



*LINE*

Pinze per allineatori



### + Tear drop plier - *Pinza a taglio lacrima*

La pinza **tear drop** crea una tacca nel margine gengivale dell'allineatore, proprio dove è necessario un gancio. Fornisce uno spazio per mantenere gli elastici in posizione, consentendo al paziente una maggiore facilità per la sostituzione degli elastici.

PL-600 PINZA A TAGLIO LACRIMA

LISTINO: € 110,00 + IVA



### + Vertical plier - *Pinza a taglio verticale*

La pinza **vertical** consente grazie alla sua tacca di accentuare la rotazione mesiale o distale di un dente specifico.

PL-605 PINZA A TAGLIO VERTICALE

LISTINO: € 110,00 + IVA




### + Horizontal plier - *Pinza a taglio orizzontale*

La pinza **horizontal** consente di aumentare il torque e di migliorare la ritenzione degli allineatori.

PL-610 PINZA A TAGLIO ORIZZONTALE

LISTINO: € 110,00 + IVA



### + The Hole Punch - *La Tonda*

La pinza **hole punch** con un taglio semicircolare aiuta ad aprire lo spazio necessario per non interferire con tubi e bottoni, applicando meno pressione sui tessuti molli.

PL-615 PINZA A TAGLIO TONDO

LISTINO: € 110,00 + IVA