


Molle in acciaio / Stainless Steel springs

Le molle in acciaio, disponibili nel pratico confezionamento a spoletta, sono fabbricate in due varianti: aperte e chiuse.

Our stainless steel open and closed coil springs are available on 21" spools.


Molla aperta / Open Spring

.010x.028	SSOC1028
.010x.030	SSOC1030
.010x.036	SSOC1036
21" spool	



Molla chiusa / Closed Spring

.010x.030	SSCC1030
21" spool	



Molle di Warren / Warren torquing springs

	.016x.022	.017x.025	.018x.025
Height 5 mm	SSOC16225	SSOC17255	SSOC18255
10 pcs / pack			



Micro Stop da grappare / Crimpable Micro-Stops

Usato come ancoraggio per limitare i movimenti dentali, può scorrere sul filo e lo si può bloccare dove si desidera con l'apposita pinza.

Used as an anchor to limit tooth movement, it can scroll on the wire and be blocked where required with the specific plier.

Stop chiuso / Closed-stop

Large .020 to .019x.025	CSTOPLG
Small .012 to .018	CSTOPSM
50 pcs / pack	



Stop aperto / Open-stop

.018 to .021x.025	CSTOPOW
10 pcs / pack	



Ganci chirurgici da grappare / Surgical Hooks

Vasta gamma di ganci chirurgici ausiliari per ortodonzia. L'assortimento include molteplici configurazioni per adattarsi a diverse necessità cliniche.

Wide range of auxiliary surgical hooks for orthodontics. The assortment includes multiple configurations to suit various clinical needs.

Ganci chirurgici / Surgical hook

	.018	.022	.018x.025	.021x.025
1- Closed	-	92002-02	-	-
2- Open - Universal	-	-	92001-07	
3- Horizontal - SX	-	-	92002-04L	
3- Horizontal - DX	-	-	92002-04R	
4- Crimpable Hook - SX	-	-	92001-04L	
5- Crimpable Hook - DX	-	-	92001-04R	
10 pcs / pack				

Grippabile SX / Crimpable SX



4-

Chiuso Curvo / Closed Curved

Aperto Universale / Open Universal


Horizontal hook / Gancio orizzontale

Grippabile DX / Crimpable DX

1-



2-



3-



5-



■ Merce disponibile / Goods available

■ Merce a richiesta / Goods on request

Bottoni Linguali / Lingual Buttons

Bottoni linguali, costruiti con un particolare design arrotondato, per garantire un ottimo comfort al paziente.

Lingual buttons realized with a particular round design to guarantee an excellent comfort for the patient.

Bottoni Linguali / Lingual Buttons

	Bondable
A- Flat - 10 pcs / pack	93002-02
B- Contoured - 20 pcs / pack	BLBC20
C- Round - 10 pcs / pack	93002-01
D- Flat - Weldable - 10 pcs / pack	93001-01




Bottoni Linguali con cleats Lingual Cleats Buttons

F - Lingual Cleat Buttons	93004-01
10 pcs / pack	



Bottoni per Estrusione / Extrusion Hooks

A- Extrusion Hooks	EXHK
B- Extrusion Hooks	EXHKO
10 pcs / pack	



Bottone per estrusione con catena / Extrusion Button with chain

Bottone ideale per l'estrazione di denti inclusi. Disponibile in due varianti di colore: oro e acciaio.

Ideal button for the extrusion of internal teeth. Available in two color variants: gold and steel.

Extrusion Button

Gold Extrusion hook with chain	93029-03
Steel Extrusion hook with chain	93029-01
1 pc / pack with chain	



Bottoni in Ceramica / Ceramic Buttons

Bottoni in ceramica, mantengono l'aspetto trasparente con le mascherine come fissaggio per gli elastici. Funzionano sia lingualmente che labialmente. Base anatomica a griglia per garantire una forte adesione su tutti i tipi di denti.

They maintain the transparent look with aligners as anchorage for elastics. They work lingually & labially. Anatomical mesh base for strong bond that fits all kinds of teeth.

Ceramic Buttons

93007-01
10 pcs / pack

