

ELASTIC DENTAL dam



DESCRIZIONE

Elastic Dental Dam: diga dentale in lattice naturale monouso, priva di polvere, ideale per isolare il campo operatorio di uno o più denti dalla saliva e dall'umidità.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Altamente elastica e progettata per resistere agli strappi, facilitando il fissaggio dei bloccaggi;
- Aromatizzata alla menta nelle versioni verde, nera e blue eyes, mentre la versione blu è priva di gusto e odore.
- Priva di polvere e con basso contenuto proteico, riduce il rischio di reazioni allergiche per il paziente;
- Previene l'ingestione di frammenti di dentina e materiali per otturazioni da parte del paziente;
- Garantisce un campo operatorio con maggiore accessibilità e visibilità, perfettamente asciutto e privo di sangue e saliva.
- Offre maggiore comfort al paziente, evitando l'uso di aspiratori e divaricatori per guance o lingua.

PACKAGING

Confezionamento da **36 fogli** quadrati con lato di **152 mm**.

00340800	Elastic Dental Dams - Tin - Green
00340801	Elastic Dental Dams - Medium - Green
00340802	Elastic Dental Dams - Heavy - Green
00340803	Elastic Dental Dams - Medium - Blue
00340808	Elastic Dental Dams - Medium - Black
00340804	Elastic Dental Dams - Medium - Blue Eyes NEW!

