

FILLDENT^{seal}

Sigillante fotopolimerizzabile per solchi e fessure
Light-cured pit & fissure sealant

- Elevata resistenza ad usura, abrasione e compressione
High resistance to wear, abrasion and compression
- Tecnologia nanofiller
Nanofiller technology
- Radiopaco
Radiopaque
- Bassa viscosità
Low viscosity

deep sealing.
 fluoride protection.



Descrizione - Description

Il sigillante fotopolimerizzabile per solchi e fessure Fill Dent Seal è stato sviluppato per garantire protezione e prevenzione. La sua formulazione avanzata, basata su un'innovativa tecnologia nanofiller, assicura un'elevata resistenza ad usura, abrasione e compressione, garantendo una sigillatura duratura nel tempo. È specificamente studiato per essere uno strumento di prima linea nella prevenzione delle carie grazie al rilascio di fluoro. Il materiale è caratterizzato da una bassa viscosità e non necessita di bonding per l'applicazione. Inoltre, la sua perfetta radiopacità e la colorazione ideale ne garantiscono una facile identificazione, sia a livello visivo rispetto alla naturale struttura dentale, sia a livello radiografico.

The light-cured pit and fissure sealant Fill Dent Seal has been developed to ensure protection and prevention. Its advanced formulation, based on innovative nanofiller technology, ensures high resistance to wear, abrasion, and compression, guaranteeing long-lasting sealing. It is specifically designed to be a front-line tool in cavity prevention thanks to its fluoride release. The material is characterized by low viscosity and does not require bonding for application. Furthermore, its perfect radiopacity and ideal coloring ensure easy identification, both visually against the natural tooth structure and radiographically.




Vantaggi - Benefits

- Non necessita di adesivo
No bonding required
- Colorazione ideale per una migliore identificazione rispetto al dente
Ideal colouring for easier identification compared to the tooth



Dati tecnici - Technical data



APPLICATION



Packaging



KIT:

0000157 Fill Dent Seal Kit - 4 syr.

2 g x 4 syringes FILL Dent Seal

Tips

IFU



IFU

Tips

REFILL:

0000158 Fill Dent Seal Kit - 1,5 g