

FILL DENT

Composito microibrido nanocaricato fotopolimerizzabile
Light-cured nanofilled microhybrid composite



BEFORE



AFTER

Engineered for
natural
 results.

- Percentuale di riempitivo in peso di ~80%
Filler content of approximately ~80% by weight
- Bassa contrazione da polimerizzazione
Low polymerization shrinkage
- Radiopaco
Radiopaque
- Scala vita
Vita shade guide
- Elevata resistenza alla compressione
High compressive strength
- Materiale inorganico di dimensione media di 40 nm
Inorganic material with an average size of 40 nm



Descrizione - Description

Il composito microibrido nanocaricato fotopolimerizzabile Fill Dent è stato sviluppato per garantire versatilità, affidabilità ed elevata estetica nelle restaurazioni quotidiane. La sua formulazione bilanciata assicura un'eccellente maneggevolezza, un'ottima resistenza meccanica e risultati clinici duraturi, sia nei settori anteriori che posteriori. È indicato per restauri di classe III, IV e V nei denti anteriori e per restauri di classe I, II e V nei denti posteriori. Il materiale è adatto a restauri diretti anteriori e posteriori, ricostruzioni di monconi e cuspidi, splintaggi e procedure indirette come inlay, onlay e faccette. La struttura microibrida nanocaricata garantisce traslucenza naturale, facile lucidabilità e stabilità cromatica nel tempo, rendendo questo composito una soluzione affidabile per il clinico che ricerca precisione, resistenza ed estetica in un unico materiale.

The light-curing nano-filled microhybrid composite Fill Dent is designed to offer versatility, reliability and natural aesthetics in everyday restorative dentistry. Thanks to its balanced formulation, it is suitable for both anterior and posterior restorations, ensuring excellent handling, high mechanical strength and long-lasting results. The material is indicated for Class III, IV and V restorations in anterior teeth, as well as Class I, II and V restorations in posterior areas. It is ideal for direct restorations in anterior and posterior teeth, core build-ups and cusp reconstruction, splinting, and also for indirect techniques such as inlays, onlays and veneers. The nano-filled microhybrid structure provides natural translucency, easy polishability and stable aesthetics over time and the result is a reliable solution for clinicians who demand precision, strength and aesthetic excellence in a single composite.



Vantaggi - Benefits


- Eccellente chiusura marginale
Excellent marginal seal
- Effetto camaleonte
Chameleon effect
- Compatibile con spatola in acciaio inox
Compatible with stainless steel spatulas



Dati tecnici - Technical data


Resistenza alla flessione
Flexural strenght

MPa




Resistenza alla compressione
Compressive strenght

MPa



Contrazione da polimerizzazione
Polymerization shrinkage

%



Packaging

3 ml x 1 syringe FILL Etch

5 ml x 1 bottle Basic Bond



Tips & brushes

KIT:

0000100 Fill Dent Kit - 5 syr.

4 g x 5 syringes FILL Dent
(A1-A2-A3-A3,5-B2)


IFU

SHADE GUIDE

Body Shade
A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, C2, C3, D3

Opaque Shade
A20, A30

Special Shade
E, I, P



ANTERIOR

RICAMBI / REFILL (4g x 1 syringe)

0000101	FILL Dent Syr. - A1	●
0000102	FILL Dent Syr. - A2	●
0000103	FILL Dent Syr. - A3	●
0000104	FILL Dent Syr. - A3,5	●
0000105	FILL Dent Syr. - A4	●
0000106	FILL Dent Syr. - B1	●
0000107	FILL Dent Syr. - B2	●
0000108	FILL Dent Syr. - B3	●
0000109	FILL Dent Syr. - C2	●
0000110	FILL Dent Syr. - C3	●
0000111	FILL Dent Syr. - D3	●
0000112	FILL Dent Syr. - A20	●
0000113	FILL Dent Syr. - A30	●
0000114	FILL Dent Syr. - I	●
0000115	FILL Dent Syr. - P	○
0000116	FILL Dent Syr. - E	●

CAPSULE / COMPULES (0,25g x 20 compules)

0000118	FILL Dent Cps. - A1	●
0000119	FILL Dent Cps. - A2	●
0000120	FILL Dent Cps. - A3	●
0000121	FILL Dent Cps. - A3,5	●
0000122	FILL Dent Cps. - A4	●
0000123	FILL Dent Cps. - B1	●
0000124	FILL Dent Cps. - B2	●
0000125	FILL Dent Cps. - B3	●
0000126	FILL Dent Cps. - C2	●
0000127	FILL Dent Cps. - C3	●
0000128	FILL Dent Cps. - D3	●
0000129	FILL Dent Cps. - A20	●
0000130	FILL Dent Cps. - A30	●
0000131	FILL Dent Cps. - I	●
0000132	FILL Dent Cps. - P	○
0000133	FILL Dent Cps. - E	●



M3090 Cps Dispenser