

NEO ALGINEX

IMPRESSION MATERIAL **NORMAL SETTING**

Alginate cromatico per impronta dentale ad alta precisione
High precision chromatic alginate for dental impressions



Gusto avocado
Avocado flavour



Tissotropico
Thixotropic



Senza polvere
Powder free



MISCELAZIONE



LAVORAZIONE



POSIZIONAMENTO



Descrizione - Description

Alginate cromatico per impronte dentali ad alta precisione. Il cambio di colore guida le fasi di lavorazione, semplificando la presa dell'impronta.
Chromatic alginate for high-precision dental impressions. The color change guides the steps of the process, simplifying the impression-taking procedure.



Caratteristiche - Characteristics

- Classe A, tipo 1
Class A, type 1
- Facilmente miscelabile
Easily mixable
- Elevata elasticità
High elasticity
- Elevata definizione del dettaglio
High detail definition
- Elevata resistenza allo strappo: non inferiore a 0,38 N/mm
High tear resistance: not inferior than 0,38 N/mm
- Recupero elastico: 95%
Elastic recovery: 95%
- Deformazione alla compressione: 5-20%
Compression deformation: 5-20%



Tempi di lavorazione - Working times



Tempo di miscelazione: 45 sec.
Mixing time: 45 sec.



Tempo di lavorazione: 30 sec.
Working time: 30 sec.



Tempo di posa: 1 min. 30 sec.
Setting time: 1 min. 30 sec.



CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE:

001037 Neo Alginex - 500 gr