

RESPIRARE È INDISPENSABILE,
FALLO IN SICUREZZA!



100%  Made in Italy



Prodotto Certificato - CLASSE I TIPO IIR DISPOSITIVO MEDICO

CE - UNI EN 14683:2019 - ISO 22609:2004
- UNI EN ISO 10993-1:2010

Mascherina chirurgica monouso "Protect Masks" è un Dispositivo Medico di Classe I, Tipo IIR, composta da 3 strati in polipropilene con strato intermedio filtrante. Completamente realizzate in Italia in conformità alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 e alle norme tecniche UNI EN ISO 10993-1:2010 e ISO 22609:2004. Ad alta efficienza filtrante, sono leggere e confortevoli sulla pelle.


BFE $\geq 99\%$ *

* Su test effettuati

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

1- Struttura

Progettata per garantire la più alta protezione in tutte le situazioni. Realizzate con materiali di **elevatissima qualità**.



A Strato esterno in **Tessuto non Tessuto Spunbonded** idrofobo e antibatterico da 25 g/m² 100% polipropilene;

B Strato intermedio filtrante in **Tessuto non Tessuto Melt Blown** da 35 g/m² 100% polipropilene;

C Strato esterno (a contatto con il viso) in **Tessuto Non Tessuto Spunbonded** idrofobo e antibatterico da 25 g/m² 100% polipropilene.

2- Caratteristiche




Traspiranti e leggere, sono adatte ad un uso prolungato sia all'interno che all'esterno. Progettate per il massimo comfort, copertura e modellabilità, le mascherine chirurgiche Protect Masks si adattano a tutte le forme di viso.

- D** La barra stringinaso semirigida permette di adattare la mascherina alla propria fisionomia, garantendo perfetta aderenza al volto.
- E** Gli elastici auricolari sono realizzati in elastico sottile e resistente, morbidi e confortevoli sulle orecchie.



D

Perfetta Aderenza



E



Alta difesa Massimo Comfort

100%  Made in Italy



3- Packaging

Confezionamento **nuovo, pratico e sicuro** che permette di decontaminare le mascherine non ancora utilizzate. Dispenser maneggevole dotato al suo interno di buste sigillate da 10 mascherine. In ogni scatola ci sono 50 pezzi.

* Colori attualmente disponibili:

 Lime*

00700071	Protect Masks - Lime
00700071-JR	Protect Masks Junior - Lime

 Celeste*

00700072	Protect Masks - Celeste
00700072-JR	Protect Masks Junior - Celeste

 Verde*

00700073	Protect Masks - Verde
00700073-JR	Protect Masks Junior - Verde

 Arancione

00700074	Protect Masks - Arancione
00700074-JR	Protect Masks Junior - Arancione

 Giallo*

00700075	Protect Masks - Giallo
00700075-JR	Protect Masks Junior - Giallo

 Rosa*

00700076	Protect Masks - Rosa
00700076-JR	Protect Masks Junior - Rosa

 Lilla*

00700077	Protect Masks - Lilla
00700077-JR	Protect Masks Junior - Lilla

 Blu Med.*

00700078	Protect Masks - Blu Med.
00700078-JR	Protect Masks Junior - Blu Med.

Bianco

00700079	Protect Masks - Bianco
00700079-JR	Protect Masks Junior - Bianco

 Nero*


00700080	Protect Masks - Nero
00700080-JR	Protect Masks Junior - Nero

 Jeans*

00700085	Protect Masks - Jeans
----------	-----------------------

 Bordeaux*

00700086	Protect Masks - Bordeaux
----------	--------------------------

 Rosso amarena*

00700089	Protect Masks - Rosso
----------	-----------------------



JUNIOR

Disponibili anche per **BAMBINI**



F PROTECT MASKS JUNIOR

Dimensioni: 9 cm x 14,5 cm - Colori disponibili: rosa e celeste