




Triple Endo

Dispenser con misuratore autoclavabile

Prodotto realizzato in plastica resistente, riutilizzabile e sterilizzabile in autoclave a 134°C.



*piccolo
leggero
portatile*

144510125 Triple Endo - Assortito



COLORI

- Giallo
- Celeste
- Rosso



DESCRIZIONE

Misuratore canalare di precisione per strumenti endodontici e punte di carta o di guttaperca.



FUNZIONALITÀ

- ✓ Porta strumenti endodontici
- ✓ Misuratore endodontico
- ✓ Scatola sterilizzabile

PRO Ring

Misuratore endodontico ad anello

Pro Ring misuratore canalare di precisione, metallico, con supporto ad anello per operatori destrorsi o sinistrorsi, da utilizzare con strumenti dotati di stopper. Lunghezza 40mm. Colore blu.



144510116 Pro Ring

Files Holder

Porta strumenti in plastica

Files Holder è un porta strumenti endodontici, in plastica autoclavabile, dotato di 8 fori su cui posizionare tutti gli strumenti rotanti, in base alla sequenza.

Dimensioni: Lunghezza 85mm x Altezza 35mm x Profondità 35mm.
Colore giallo.



144510115 Files Holder

Silicon Endo Daisy

Stopper in silicone

Silicon Endo Daisy sono degli anelli a forma di margherite in silicone per strumenti canalari. Per ogni ciclo in autoclave, viene eliminato un petalo in modo da poter monitorare l'utilizzo dello strumento.

Diametro 7mm.
Colore giallo.



144510118 Silicon Endo Daisy