

HORICARBO

STRISCE ABRASIVE ACCIAIO

(US) Steelcarbo strips
(FR) Strips carbo acier


(DE) Stahlcarbo-streifen
(ES) Tiras de acero carbo



Larghezza WIDTH	Un lato - SINGLE SIDED				Due lati - SINGLE SIDED	
	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	
		● F 303	● C 303	303		
		● F 304	● C 304	304	● G 304	314
		● F 306	● C 306	306	● G 306	316
				308	● G 308	318
Spessore - THICKNESS	0,07 mm	0,09 mm	0,1 mm	0,15 mm	0,2 mm	

Legenda

- Disponibili
- Su Richiesta



ACCIAIO
STAINLESS STEEL

Larghezza WIDTH	Un lato - SINGLE SIDED	
	4 mm	8 mm
	414	418
Spessore - THICKNESS	0,05 mm	

Codici	Descrizione
00610022	Strisce Horicarbo 1 lato - 4 mm - 304
00610023	Strisce Horicarbo 1 lato - 6 mm - 306
00610024	Strisce Horicarbo 1 lato - 8 mm - 308
00610025	Strisce Horicarbo 2 lati - 4 mm - 314
00610026	Strisce Horicarbo 2 lati - 6 mm - 316
00610027	Strisce Horicarbo 2 lati - 8 mm - 318